

MMBGSKS10

Seringue 1ml avec aiguille de sécurité
23G*15mm pour le prélèvement de sang artériel



Caracteristiques	Spécification techniques
Taille de l'aiguille :	23G*15mm
Volume :	1 ml
Autre :	Héparine Sodium comme Anticoagulant
Autre :	Pré-calibrage 0.6ml
Graduation :	tous les 0.02ml, de 0 à 1 mL
Systeme de securité :	Avec
Stérile :	Oui
Procédé de stérilisation :	Sterile E.O
Emballage individuel :	Oui
Conditionnement :	Emballage Individuel, 200pcs/ boîte , 800pcs/carton // Dimensions Master carton :45.0*44.0*54.0cm/8.30kg
Réglementation / Norme(s) :	"Directive Europeenne 93/42/CEE, Dispositif medical - CLASS IIa CE0123 ", ISO 13485
Commande minimum :	3 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Beijing Target Medical Technologies
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	2 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui