

PP100A5

Sachets de prélèvements biologiques type A5
176 x 270 mm Film couleur rouge



Caracteristiques	Spécification techniques
Matière :	En polyéthylène ; Matière recyclable
Epaisseur :	30 microns
Couleur :	2 COULEURS (ROUGE)
Dimensions :	176 x 270 K270
Design :	Poche kangourou externe pour documents d'accompagnement ; Fermeture facile ; Ouverture simple et rapide, par encoches
Utilisation :	BIOHAZARD ; Compatibilité avec la norme UN3373
Etanchéité :	Garantie d'étanchéité selon P650
Autres :	Impression personnalisée
Stockage / Conservation :	La durée de vie des enveloppes avec des adhésifs est de 12 mois, enveloppes stockées dans leur emballage d'origine à l'abri du soleil, de l'humidité et de fortes températures. Les enveloppes ne doivent pas être stockées avec des produits type solvants et/ou parfumés.
Conditionnement :	50 par paquet ; 1000 par carton // Dimensions Master carton :58.0*48.0*13.0cm/5.00kg
Réglementation / Norme(s) :	ISO 9001, ISO 14001, UN3373
Commande minimum :	1 x carton(s)
Pays d'origine :	France
Durée de vie :	12 mois
Présence d'un numéro de lot :	Oui