

## LAB-0001-MIN

Pointe à filtre universelle 10 $\mu$ L




Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Matière :	Polypropylène haute densité
Volume :	0,1 à 10 $\mu$ L
Longueur :	31.65 mm
Graduation :	10 $\mu$ L
Couleur	Naturelle
Sans DNase/RNase :	Oui
Stérile :	Oui
Compatibilité :	Universelle, Sartorius, Biohit, Eppendorf, Rainin, Brand, VWR, HTL, Gilson, Finpipette
Rack à couvercle :	Oui
Conditionnement :	96 unités/rack, 50 racks/carton // Dimensions Master carton :50.0*29.0*38.0cm/5.90kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	3 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-0002-MIN

Pointe à filtre universelle 10 $\mu$ L Extra longue



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Matière :	Polypropylène haute densité
Volume :	0,1 à 10 $\mu$ L
Longueur :	44,6 mm
Graduation :	1 $\mu$ L 2,5 $\mu$ L 7,5 $\mu$ L 10 $\mu$ L
Couleur	Naturelle
Sans DNase/RNase :	Oui
Stérile :	Oui
Compatibilité :	Universelle, Sartorius, Biohit, Eppendorf, Rainin, Brand, VWR, HTL, Gilson, Finpipette
Rack à couvercle :	Oui
Conditionnement :	96 unités/rack, 50 racks/carton // Dimensions Master carton :50.0*29.0*38.0cm/5.90kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	3 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-0003-MIN

Pointe à filtre universelle 20 $\mu$ L




Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Matière :	Polypropylène haute densité
Volume :	1 à 20 $\mu$ L
Longueur :	50 mm
Graduation :	10 $\mu$ L
Couleur	Naturelle
Sans DNase/RNase :	Oui
Stérile :	Oui
Compatibilité :	Universelle, Sartorius, Biohit, Eppendorf, Rainin, Brand, VWR, HTL, Gilson, Finpipette
Rack à couvercle :	Oui
Conditionnement :	96 unités/rack, 50 racks/carton // Dimensions Master carton :50.0*29.0*38.0cm/6.50kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	3 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-0004-MIN

Pointe à filtre universelle 50 $\mu$ L




Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Matière :	Polypropylène haute densité
Volume :	1 à 50 $\mu$ L
Longueur :	50 mm
Graduation :	10 $\mu$ L 50 $\mu$ L
Couleur	Naturelle
Sans DNase/RNase :	Oui
Stérile :	Oui
Compatibilité :	Universelle, Sartorius, Biohit, Eppendorf, Rainin, Brand, VWR, HTL, Gilson, Finpipette
Rack à couvercle :	Oui
Conditionnement :	96 unités/rack, 50 racks/carton // Dimensions Master carton :50.0*29.0*38.0cm/6.50kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	3 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-0005-MIN

Pointe à filtre universelle 100 $\mu$ L



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Matière :	Polypropylène haute densité
Volume :	1 à 100 $\mu$ L
Longueur :	50 mm
Graduation :	10 $\mu$ L 50 $\mu$ L 100 $\mu$ L
Couleur	Naturelle
Sans DNase/RNase :	Oui
Stérile :	Oui
Compatibilité :	Universelle, Sartorius, Biohit, Eppendorf, Rainin, Brand, VWR, HTL, Gilson, Finpipette
Rack à couvercle :	Oui
Conditionnement :	96 unités/rack, 50 racks/carton // Dimensions Master carton :50.0*29.0*38.0cm/6.50kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	3 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-0006-MIN

Pointe à filtre universelle 200 $\mu$ L



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Matière :	Polypropylène haute densité
Volume :	1 à 200 $\mu$ L
Longueur :	50 mm
Graduation :	10 $\mu$ L 50 $\mu$ L 100 $\mu$ L 200 $\mu$ L
Couleur	Naturelle
Sans DNase/RNase :	Oui
Stérile :	Oui
Compatibilité :	Universelle, Sartorius, Biohit, Eppendorf, Rainin, Brand, VWR, HTL, Gilson, Finpipette
Rack à couvercle :	Oui
Conditionnement :	96 unités/rack, 50 racks/carton // Dimensions Master carton :50.0*29.0*38.0cm/6.50kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	3 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-0007-MIN

Pointe à filtre universelle 200µL Extra longue



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Matière :	Polypropylène haute densité
Volume :	1 à 200µL
Longueur :	58,6 mm
Graduation :	10µL 50µL 100µL 200µL
Couleur	Naturelle
Sans DNase/RNase :	Oui
Stérile :	Oui
Compatibilité :	Universelle, Sartorius, Biohit, Eppendorf, Rainin, Brand, VWR, HTL, Gilson, Finpipette
Rack à couvercle :	Oui
Conditionnement :	96 unités/rack, 50 racks/carton // Dimensions Master carton :50.0*29.0*38.0cm/6.50kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	3 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-0008-MIN

Pointe à filtre universelle 1000µL



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Matière :	Polypropylène haute densité
Volume :	100 à 1000µL
Longueur :	78 mm
Graduation :	200µL 500µL 1000µL
Couleur	Naturelle
Sans DNase/RNase :	Oui
Stérile :	Oui
Compatibilité :	Universelle, Sartorius, Biohit, Eppendorf, Rainin, Brand, VWR, HTL, Gilson, Finpipette
Rack à couvercle :	Oui
Conditionnement :	96 unités/rack, 50 racks/carton // Dimensions Master carton :58.5*33.0*56.0cm/11.50kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	3 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui





## LAB-0009-MIN

Pointe à filtre universelle 1000µL Extra longue



Photo non contractuelle

### Caracteristiques


### Spécification techniques

Matière :	Polypropylène haute densité
Volume :	100 à 1000µL
Longueur :	86 mm
Graduation :	200µL 500µL 1000µL
Couleur	Naturelle
Sans DNase/RNase :	Oui
Stérile :	Oui
Compatibilité :	Universelle, Sartorius, Biohit, Eppendorf, Rainin, Brand, VWR, HTL, Gilson, Finpipette
Rack à couvercle :	Oui
Conditionnement :	96 unités/rack, 50 racks/carton // Dimensions Master carton :58.5*33.0*56.0cm/11.50kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	3 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-0010-MIN

Pointe à filtre universelle 1250µL



Caracteristiques	Spécification techniques
Composants :	Polypropylène haute densité
Volume :	150 à 1250µL
Longueur :	101,4 mm
Graduation :	150µL 500µL 1250µL
Couleur	Naturelle
Sans DNase/RNase :	Oui
Stérile :	Oui
Compatibilité :	Universelle, Sartorius, Biohit, Eppendorf, Rainin, Brand, VWR, HTL, Gilson, Finpipette
Rack à couvercle :	Oui
Conditionnement :	96 unités/rack, 10 racks/boites , 5 boites / cartons // Dimensions Master carton :55.0*32.0*61.0cm/9.00kg
Réglementation / Norme(s) :	CE according to IVD MDR (EU) 2017/746, ISO9001
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	3 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui



# FICHE TECHNIQUE



## LAB-0011-EP-MIN

Pointe à filtre 5mL compatible EPPENDORF,  
BIOHIT



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Composants:	Polypropylène haute densité
Volume :	1 à 5mL
Longueur :	123 mm
Graduation :	Oui
Couleur	Naturelle
Sans DNase/RNase :	Oui
Stérile :	Oui
Compatibilité :	Universelle, , Eppendorf, Biohit
Rack à couvercle :	Oui

Conditionnement :	720 unites / carton ( 24 unités/rack, 6 racks/boite , 5 boites / carton) // Dimensions Master carton :59.0*46.0*30.0cm/9.00kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	3 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	3 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui



## LAB-0011-T-MIN

Pointe à filtre 5mL compatible THERMO FISHER



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Matière : Polypropylène haute densité

Volume : 1 à 5mL

Longueur : 148 mm

Graduation : Oui

Couleur : Naturelle

Sans DNase/RNase : Oui

Stérile : Oui

Compatibilité : Universelle, Finpipette

Rack à couvercle : Oui

Conditionnement : 1200 unites / carton ( 40 unités/rack, 6 racks/boite , 5 boites / carton) // Dimensions Master carton :59.0\*46.0\*30.0cm/9.00kg

Réglementation / Norme(s) : CE directive 98/79/EC

Commande minimum : 3 x carton(s)

Nom du fabricant/fournisseur : ShaoXing Shangyu Mingji Plastic

Pays d'origine : Chine

Durée de vie : 3 ans

Présence d'un numéro de lot : Présence d'un numéro de lot : Oui

