

FICHE TECHNIQUE

Metze
care

S1010DCH

Set de Suture N° 1



Caracteristiques

Spécification techniques

Destination:	Set destiné à être utilisé dans le cadre d'une suture de plaie
Composition du set :	Blisters 15,5x19,5cm / 4 alvéoles *1, Champ NT/PE 45x45cm troué 5x6,5cm centré + 2 stickers adhesifs *1, Champ cellulose/PE 38x45cm *1
Composition du set (suite) :	Compresse non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g *5, Pince inox Adson 12cm à griffes *1, Ciseaux inox 12cm droit bout pointu embout siliconé *1, Pince inox porte aiguille 14cm *1
Présence de Latex / DEHP :	Non
Produit Stérile / Mode de stérilisation:	Oui / Oxyde d'éthylène
Conditions de conservation et de stockage :	A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.
Précautions particulières :	Usage Unique - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Conditionnement : 50 sets / cartons // Dimensions Master carton :49.0*31.0*23.0cm/5.00kg

Réglementation / Norme(s) : ISO 13485, CE0123 Class Is - Directive 93/42/EEC

Commande minimum : 5 x carton(s)

Nom du fabricant/fournisseur : Dansu China Healthcare

Pays d'origine : Chine

Durée de vie : 5 ans

Présence d'un numéro de lot : Oui

