

Seringue 3 pièces 100ml embout cathéter



Caractéristiques Générales

Fabricant	Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.
Pays d'origine	Chine
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE
Stérilité	STERILE Oxyde d'éthylène
Matériaux	Cylindre : Polypropylène non toxique Piston : Polypropylène non toxique Caoutchouc : Composé latex free Silicone : Silicone à usage médical Encre : Non toxique
Durée de vie	5 ans
Condition stockage	À entreposer dans un endroit frais et sec à l'écart de substances chimiques
Emballage	Emballage individuel « Peel-Pack »
Présence Latex : Non	

Référence	Volume	Graduation maximale	Graduation minimale
02079001090800	100 ml	100	2

Conditionnement et emballage

Conditionnement détaillé	
Emballage Individuel	Master Carton 25 pieces
Pouch en papier/plastique	-