

Unité de prélèvement sécurisée GEMTIER™

Références:

Sns-LH (avec corps prémonté)

Unités à ailettes sécurisées pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion intraveineuse de courte durée (maximum 2h), stériles, à usage unique, avec tubulure, prémontée à un adaptateur Luer (ou non) et avec système intégré de mise en sécurité de l'aiguille.

Éléments participant à la prévention des AES :

Système intégré de mise en sécurité de l'aiguille

- Technique unimanuelle
- Témoin sonore de mise en sécurité de l'aiguille
- Adaptateur pré-monté (asepsie)

Caractéristiques générales - Matériaux

Composant	Matériaux
manchon en plastique	PE
aiguille de ponction veineuse (fine)	SUS304
cartouche rétractable extérieure	PC
cartouche intérieure rétractable	PC
support d'aiguille de ponction	MABS
ailettes	PVC (sans DEHP)
Tubulure	PVC (sans DEHP)
connecteur luer femelle	PVC (sans DEHP)
protecteur luer	PP
Adaptateur luer mâle	ABS
manchon en caoutchouc	Caoutchouc synthétique
aiguille de prélèvement de sang	SUS304
Corps de prelevement	PP



Fabricant

- Gemtier Medical (Shanghai) Inc.
Iso 13485 No. SX2063357-1 par TÜV RHEINLAND

Pays d'origine

- Chine

Représentant européen

- CMC Medical Devices & Drugs, S.L

Marquage CE

- Dispositif Médical - Classe IIa.- Directive européenne 93/42/CEE
Certificat de marquage CE n° HD 60145835 0001 délivré par le TÜV RHEINLAND (n° d'organisme 0197). (Certificat disponible sur demande)

Stérilité

- Niveau de stérilité : 10^{-6} SAL (SAL : Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité)
- Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène.

Conservation

- Durée de vie du produit : 3 ans
- Stockage : Tenir à l'abri des rayons solaires

- Présence de Latex : Non
- Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) : Non
- Présence de Phtalates : Non
- Présence de produits d'origine animale : Non
- Produit Apyrogène : Oui



Fiche Technique (suite)

Conditionnement et emballage

Reference Metze	Emballage individuel	Boîte cartonnée	Carton
Sns-LH1921, Sns-LH1923, Sns-LH1925 Sns-LH3021, Sns-LH3023, Sns-LH3025	oui	50 unites / boîte	8 boîtes (8 x 50 unités) 53*41*36cm; 6 KG

Caractéristiques spécifiques

Référence	Sns-LH1921	Sns-LH3021	Sns-LH1923	Sns-LH3023	Sns-LH1925	Sns-LH3025
Spec aiguille	21G x 3/4" (0.8x20mm)		23G x 3/4" (0.6x20mm)		25G x 3/4" (0.5x20mm)	
Longueur Tubulure	190mm	300mm	190mm	300mm	190mm	300mm
Couleur	Vert		Bleu clair		Bleu Foncé	
Adaptateur prémonté	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avec corps prémonté	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Recommandations d'utilisation

