

SONDES ENDOTRACHEALES

Description

Sonde endotrachéale pour la gestion des voies respiratoires et ventilation mécanique. La sonde endotrachéale est transparente en PVC avec ballonnet basse pression.

Nasale/orale

Raccord prémonté

Valve pour seringues Luer et Luer-lock

Marquage radio-opaque continu

Anneau de repère noir pour le positionnement correct de la sonde

Graduation



Caractéristiques spécifiques

Reference	D.I. (mm)	D.E. (mm)	LONGUEUR ±5.0mm (mm)	Ø DU BALLONNET ±15% (mm)
YSEB020	2,0	2,9	145	-
YSEB025	2,5	3,5	150	-
YSEB030	3,0	4,2	165	12,0
YSEB035	3,5	4,9	185	12,0
YSEB040	4,0	5,5	210	14,0
YSEB045	4,5	6,2	225	14,0
YSEB050	5,0	6,9	245	17,0
YSEB055	5,5	7,5	275	17,0
YSEB060	6,0	8,2	285	20,0
YSEB065	6,5	8,7	295	20,0
YSEB070	7,0	9,3	310	25,0
YSEB075	7,5	10,0	315	25,0
YSEB080	8,0	10,7	330	26,0
YSEB085	8,5	11,3	330	26,0
YSEB090	9,0	12,0	330	28,0
YSEB095	9,5	12,7	330	28,0
YSEB100	10,0	13,3	330	28,0

Caractéristiques Generales

Fabricant	Jiangxi Yikang Medial Instrument Group co., Ltd Certification ISO 13485:2016 par le TUV RHEINLAND No SX2030345-1
Pays d'origine	Chine
Rep. Europeen	SUNGO Cert GmbH
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe II Directive européenne 93/42/CEE Certificat de conformité de marquage CE n° HD60147620 0001 par délivré par le TUV RHEINLAND, n° d'organisme 0197. Certificat disponible sur demande
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 11135.
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 5 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Caractéristiques	Connecteur prémonté Murphy, 1 oeil Mode de stérilisation du dispositif : oxyde d'éthylène 100% PVC A usage unique Conditionnement : à l'unité



Présence de Latex : Non

Stérile : Oui

Conditionnement et emballage

Conditionnement detaille	
Emballage Individuel Boîte cartonnée 10 pcs	Master Carton 10 boites (10*10pcs)
	42*38*32cm 5 kgs



Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com