

# SONDE ASPIRATION TRACHEO BRONCHIQUE

## Description


Sonde d'aspiration trachéale pour la désobstruction ou le désencombrement des voies respiratoires

Vendue à l'unité, la sonde d'aspiration trachéo-bronchique est destinée à l'élimination des sécrétions, aliments et autres liquides pouvant encombrer le pharynx ou les voies respiratoires.

Elle est composée d'une tubulure en PVC transparent de 50 cm de long. A son extrémité, un godet de couleur indiquant le diamètre.

Proposée à l'unité, cette sonde trachéale est disponible en différents diamètres, adaptés aux usages et besoins de chaque praticien:

- FR06 : 2 mm de diamètre (godet vert clair)
- FR08 : 2,67 mm de diamètre (bleu)
- FR10 : 3,33 mm de diamètre (noir)
- FR12 : 4 mm de diamètre (blanc)
- FR14 : 4,67 mm de diamètre (vert)
- FR16 : 5,33 mm de diamètre (orange)
- FR18 : 6 mm de diamètre (jaune)
- FR20: 6.67mm de diamètre



## Caractéristiques Generales

Fabricant	Jiangxi Yikang Medial Instrument Group co., Ltd Certification ISO 13485:2016 par le TUV RHEINLAND No SX2030345-1
Pays d'origine	Chine
Rep. Europeen	SUNGO Cert GmbH
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe II Directive européenne 93/42/CEE Certificat de conformité de marquage CE n° HD60147620 0001 par délivré par le TUV RHEINLAND, n° d'organisme 0197. Certificat disponible sur demande
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 11135.
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 5 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Caractéristiques	Connecteur moulé Pointe biseautée 2 oeils (décalés ou opposés) Longueur tubulure : 50 cm Mode de stérilisation du dispositif : oxyde d'éthylène 100% PVC A usage unique Conditionnement : à l'unité

Produit Apyrogène: Oui  
Présence de Latex : Non  
Présence de Phtalates :Non

## Caractéristiques spécifiques

Reference	Taille / Diamètre	Code couleur godet
FR06DEMY	FR06 / Ø : 2 mm	Vert clair
FR08DEMY	FR08 / Ø : 2.67 mm	Bleu
FR10DEMY	FR10 / Ø : 3.33mm	Noir
FR12DEMY	FR12 / Ø : 4 mm	Blanc
FR14DEMY	FR14 / Ø : 4.67 mm	Vert
FR16DEMY	FR16 / Ø : 5.33 mm	Orange
FR18DEMY	FR18 / Ø : 6 mm	Rouge
FR20DEMY	FR20 / Ø : 6.67 mm	Jaune

## Conditionnement et emballage

## Conditionnement detaille

Emballage Individuel  
Boîte cartonnée 50 pcs

Master Carton 12 boites (12\*50pcs)

61\*36.5\*42cm  
8 kgs



Importé & Distribué par: Metze SAS  
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris  
[commandes@metzecare.com](mailto:commandes@metzecare.com)