



SONDE NASO GASTRIQUE ENFIT POLYURETHANE

Matériaux:

- Connecteur ENFit mâle en ABS (violet) avec bouchon ENFit femelle en HDPE (violet)
- Tube en PU transparent avec liseré radio opaque, longueur 110 cm
- Lien en LDPE de couleur selon la charrière (en option)

Caractéristiques :

- Sonde avec extrémité distale atraumatique fermée
- 4 oeils latéraux
- Marquage centimétrique du 20ème au 100ème centimètre

Caractéristiques Generales

Fabricant	UCOMFOR Scientific Co., Ltd. Certification ISO 13485:2016 par le BSI MD 729370
Pays d'origine	⁷ Chine
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe IIa MDR (EU) 2017/45 Annex XI PART. A Certificat de conformité de marquage CE par délivré par le BSI, n° d'organisme 2797. Certificat disponible sur demande
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 11135.
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires

Produit Apyrogène: Oui
 Présence de Latex : Non
 Présence de Phtalates :Non

Caractéristiques spécifiques

Reference	Charriere / Diamètre ext	Code couleur Lien (en option)
N06431	06 / Ø : 2 mm	Violet (Vert clair)
N08431	08 / Ø : 2.67 mm	Violet (Bleu)
N10431	10 / Ø : 3.33mm	Violet (Gris foncé)
N12431	12 / Ø : 4 mm	Violet (Blanc)
N14431	14 / Ø : 4.67 mm	Violet (Vert)
N16431	16 / Ø : 5.33 mm	Violet (Orange)

Existe avec un guide

Conditionnement et emballage

Conditionnement détaillé	
Emballage Individuel	Master Carton 16 boites (16*25pcs)=400 pcs
Alveole1 face papier, 1 face transparente. Boîte cartonnée 25 pcs	41*36*49cm



Importé & Distribué par: Metze SAS
 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com