

Seringues 3 pièces avec aiguille premontée

A utiliser pour des procédures d'injection et/ou pour le prélèvement des fluides médicaux. Trois catégories d'applications :

- *Contact direct avec le patient (ex. : injection intraveineuse)*
- *Contact indirect avec le patient (ex. : ligne de perfusion, robinets)*
- *Pas de contact avec le patient (ex. : transfert de médicaments)*



Caractéristiques Generales

Fabricant	Zhejiang Kindly Medical Device Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056
Pays d'origine	Chine
Rep. Europeen	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe Ia Directive européenne 93/42/CEE Certificat de conformité de marquage CE n° G1 0336336 0054 délivré par le TUV SÜD, n° d'organisme 0123.
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité)  Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 11135.
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Matériaux	Cylindre:PP Piston:PP Joint: Caoutchouc Lubrifiant: huile de silicone Aiguille: Acier Inoxydable grade medical

Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de Phtalates :Non

Caractéristiques spécifiques

Reference	Volume	Embout	Aiguille	Longueur Aiguille
KD03-111P	1ml	Luer Lock centré	18G a 30G	13mm a 40mm

Conditionnement et emballage

Conditionnement detaille				
Volume	Emballage unitaire	Pcs / boite	Pcs / carton	Dimensions Cartons
1ml	Blister	100	3600	60x49x45.5cm



Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com