

# INCONTINENCE FECALE

## LES SOLUTIONS METZECARE

- ✓ Tampons insérables par voie anale en mousse spéciale anti-allergène
- ✓ Ajustement parfait, disponible en plusieurs tailles
- ✓ Tige d'insertion hygiénique

Comment choisir le bon modèle et la bonne taille ?

Les kits de Test comprennent des tampons obturateurs anaux en différentes tailles ainsi qu'un applicateur pour insertion\*

\* L'insertion à l'aide d'un applicateur n'est pas obligatoire.



# TAMPON OBTURATEUR ANAL

## A-Tam®



Fabricant	Med SSE System GmbH
Pays d'origine	Allemagne
Marquage CE	Dispositif Médical –CE0197
Stérilité	Non stérile
Matériaux	Mousse PVA (vinyle) ; ficelle : 100 % coton
Usage	Jetable, usage unique

Références Tampon Obturateur Anal par boîte de 30 pièce:

Item	Applicateur	Tampon Obturateur Anal				
Référence	7200	2200VC	2280VC	2330VC	2400VC	2450VC
Diamètre mm	N/A	20	28	33	40	45
Longueur mm	N/A	40	40	40	40	40
Conditionnement	Unitaire	BTE 30	BTE 30	BTE 30	BTE 30	BTE 30

Kit de Test :

Référence Kit de Test	Contenu du Kit de démarrage					
	Applicateur	Tampon Obturateur Anal				
	7200	2200VC	2280VC	2330VC	2400VC	2450VC
18826663	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce



*Applicateur*

*Tampon*

