


Test Rapide Chlamydia sur cassette (Prélèvement sur Écouvillon/Urine)

Un test rapide qui permet la détection qualitative de l'antigène Chlamydia dans le prélèvement cervical chez la femme, prélèvement urétral chez l'homme et les échantillons d'urine chez l'homme. Pour diagnostic in vitro à usage professionnel uniquement.

- ✓ Résultat rapide en 10 minutes
- ✓ Interprétation visuelle facile
- ✓ Précis et Fiable
- ✓ Fonctionnement simple



Fabricant/Laboratoire	Alltest Biotech		
Conformité CE	Classe: Autre dispositif, Annexe II de la directive 98/79/CE. Voie d'évaluation de la conformité : Annexe III de la directive 98/79/CE (à l'exclusion du point 6)		
Description	Test Rapide Chlamydia sur cassette (Prélèvement sur Écouvillon/Urine)		
REFERENCES	ICH-502		
Specimen	Ecouvillon & Urine		
Contenu de la boîte	20 * Cassettes de Tests 20 * Tubes avec Bouchon compte-gouttes 1 * Solution Tampon Réactif 1 (0,2M NaOH) 1 * Solution Tampon Réactif 2 (0,2M HCl) 1 * Portoir 20 * Écouvillons stériles pour prélèvement cervical chez la femme 1 * Mode d'emploi		
Données cliniques	Sensibilité clinique	Spécificité clinique	Précision
Prélèvement Cervical chez la femme	93.3%	97.5%	96.6%
Prélèvement urétral chez l'homme	86.2%	95.8%	92.7%
Prélèvement échantillons d'urine chez l'homme	94.6%	>99.9%	97.9%
Conditionnement	20 Tests par boîte, 36 boîtes par carton 720 Tests par carton 55*39.5*46CM / carton 13 kgs		

