


Test Rapide Gonorrhée sur cassette (Prélèvement sur Écouvillon)

Test rapide pour la détection qualitative de l'antigène de gonorrhée dans les échantillons de frottis cervical féminin et urétraux masculins.. Pour diagnostic in vitro à usage professionnel uniquement.

- ✓ Résultat rapide en 10 minutes
- ✓ Interprétation visuelle facile
- ✓ Précis et Fiable
- ✓ Fonctionnement simple



Fabricant/Laboratoire	Alltest Biotech		
Conformité CE	Classe: Autre dispositif, Annexe II de la directive 98/79/CE. Voie d'évaluation de la conformité : Annexe III de la directive 98/79/CE (à l'exclusion du point 6)		
Description	Test Rapide Gonorrhée sur cassette (Prélèvement sur Écouvillon)		
Référence MetzeCare	IGO-502		
Specimen	Écouvillon (prélèvement Cervical / Urétral)		
Contenu de la boîte	20 * Cassettes de Tests 20 * Tubes avec Bouchon compte-gouttes 1 * Solution Tampon Réactif 1 (0.15M NaOH) 1 * Solution Tampon Réactif 2 (0,2M HCl) 1 * Station de travail 20 * Écouvillons stériles pour prélèvement cervical chez la femme 1 * Mode d'emploi		
Données cliniques	Sensibilité clinique	Spécificité clinique	Précision
Prélèvement par frottis Cervical chez la femme	94.4%	96.9%	95.9%
Prélèvement par frottis urétral chez l'homme	91.6%	97.1%	94.3%
Conditionnement	20 Tests par boîte, 40 boîtes par carton 800 Tests par carton 55*39.5*46CM 13 kgs par carton		

