

## Tube Faucher

### Description

Le tube de Faucher est une sonde gastrique de gros diamètre en PVC transparent qui est introduite dans l'estomac pour procéder à une vidange et un lavage de l'estomac après ingestion d'un produit toxique non caustique, non moussant, non hydrocarbure pétrolier. On l'utilise par exemple dans la prise en charge d'une intoxication médicamenteuse aiguë. Il est en PVC transparent avec extrémité ouverte et 4 orifices latéraux, long 150 cm. Le marquage est fait tous les 5 cm de 15 à 75 cm.

Sonde disponible en charrière 27, 30, 33 et 36Fr



## Caractéristiques Generales

Fabricant	ELITE MEDICAL (NANJING) Certification ISO 13485:2016 par le TUV RHEINLAND No 2095195-1
Pays d'origine	Chine
Rep. Europeen	Lotus Global Co..LTD
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe II Directive européenne 93/42/CEE Certificat de conformité de marquage CE n° DD2095195-1 par délivré par le TUV RHEINLAND, n° d'organisme 0197. Certificat disponible sur demande
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 11135.
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Caractéristiques	Connecteur moulé Pointe ouverte 4 oeils décalés Longueur tubulure : 150 cm Mode de stérilisation du dispositif : oxyde d'éthylène 100% PVC A usage unique Conditionnement : à l'unité

Produit Apyrogène: Oui  
Présence de Latex : Oui  
Présence de Phtalates :Non

## Caractéristiques spécifiques

Reference	Taille / Diamètre
FR27TF	FR27 / Ø : 9 mm
FR30TF	FR30 / Ø : 10 mm
FR33TF	FR33 / Ø : 11 mm
FR36TF	FR36 / Ø : 12 mm

## Conditionnement et emballage

### Conditionnement detaille

Emballage Individuel

Master Carton 50pcs

42\*26\*30cm  
4 kgs



Importé & Distribué par: Metze SAS  
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris  
[commandes@metzecare.com](mailto:commandes@metzecare.com)