


# Test Rapide SYPHILIS - JusChek<sup>®</sup>

Test Rapide certifié CE-IVDR à usage professionnel. Il permet la détection qualitative des anticorps (IgG et IgM) contre *Treponema Pallidum* (TP) – qui est l'agent pathogène de la syphilis - dans le sang total, le sérum ou le plasma.

- ✓ Résultat rapide en 5-10 minutes
- ✓ Interprétation visuelle facile
- ✓ Précis et Fiable
- ✓ Fonctionnement simple



**Fabricant/  
Laboratoire**

ALLTEST BIOTECH

**Conformité CE**

Dispositif Medical In Vitro de Class C selon IVDR 2017/746  
Certificat Disponible sur Demande



**Description**

Test Rapide Syphilis - JusChek<sup>®</sup> IgG/IgM sur Cassette

**REFERENCES**

ISY-N402

**Specimen**

SERUM / PLASMA/ SANG TOTAL

**Contenu de la boîte**

40 cassettes de test  
40 Tubes avec solution Tampon  
1 Solution Tampon  
Manuel d'instruction

**Données cliniques**

**Sensibilité  
clinique**

99.4%

**Spécificité  
clinique**

99.6%

**Précision**

99.5%

**Conditionnement**

40 Tests par boîte, 20 boîtes par carton 800 Tests par  
carton  
67\*37\*30CM / carton 13 kgs



Importé & Distribué par Metze SAS  
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

✉ [commandes@metzecare.com](mailto:commandes@metzecare.com)

☎ 01 88 61 13 86