

Valve de Heimlich

REF 27116



Caractéristiques Générales

Fabricant	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH
Pays d'origine	Germany
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe Is Directive européenne 93/42/CEE
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité)
Matériaux	Connecteur universel en PVC blanc. Coussin de pression en PVC Sticker 'P' en film vinyle souple polymère.
Description	La valve de Heimlich OPTILINE se compose d'un coussin de pression intégrant un clapet anti-retour interne. Des connecteurs universels à étages sont présents aux deux extrémités du coussin pour la connexion à un système de drainage thoracique. Fournie stérile, cette valve est destinée à empêcher le reflux d'air dans la cavité pleurale tout en permettant le drainage des gaz et sécrétions hors de l'espace pleural.
Usage	Unique
Durée de vie	5 ans
Température stockage	10°C – 30°C

* Sans latex.

* Les composants contenant du DEHP ne sont pas en contact direct avec le patient.

Conditionnement et emballage

Conditionnement détaillé	
Emballage Individuel	Master Carton 160 pièces
Pouch en papier/plastique	Boite de 20 pièces



Importé & Distribué par: Metze SAS

10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

commandes@metzecare.com