

**Geil**  
yr

i



ii



iii



iv



### About Yr:

A while back, we set out to redefine the condom. For long it has represented an unwanted compromise between pleasure and safety during intimate moments.

As you're about to discover, Geil Yr is a better condom, both for you and your partner. Instead of casein, a dairy derivative, the flexibility and smoothness of the condom are ensured using thistle extract. Replacing casein also removes the sour latex odour in conventional condoms.

Whatever your style, we are confident that Geil Yr will meet your standards. Our highest ambition is to earn your trust and loyalty. There will be no marketing gimmicks nor broken promises. Just an unparalleled condom that gives you and your partner the greatest pleasure and safety.

### About Geil:

Geil™ is Norway's first and only condom brand, and offers first-class sexual wellness products. Geil is dedicated to give lovers of all stripes better and safer sex through better condoms.

[www.geil.no](http://www.geil.no)

# BETTER CONDOM. BETTER SEX.



#### Product specifications:

Length:  $\geq 185\text{mm}$   
Nominal width:  $53\pm 2\text{mm}$   
Thickness:  $0.05\text{mm}$   
Circumference:  $106\text{mm}$

#### Product composition:

This product is made of natural rubber, natural rubber latex colour, with water-based lubricant, non-spermicide.

#### Shelf life:

5 years

[EC | REF]

Shanghai International Holding Corp.GmbH, Elifstraße 80, 20537 Hamburg, Germany.

#### Manufacturers:

China Tianjin Recare Co., Ltd. Building 13-3, Shengjinyuan, Gulou, Nancheng Street, Nankai District, Tianjin, PRC

#### Distributor:

Geil AS, Kolbotnveien 44, 1410 Kolbotn, Norway

Copyright © 2022 Geil AS

China Tianjin Recare Co., Ltd. Building 13-3, Shengjinyuan, Gulou, Nancheng Street, Nankai District, Tianjin, PRC

## NO BRUKSANVISNING

i. Sjekk kondomets utlopsdato før bruk, og kontrollér at innpakningen/emballasjen ikke har noen synlige skader.

ii. Åpne innpakningen som anvist på tegningen. Finn pilen på innpakningen og riv av folien i retning av pilen. Ved åpning vil kondomet alltid ligge vendt opp.

iii. Før kondomet tas på, rull kondomet litt ned for å se at det er riktig vei. Klyp deretter toppen av kondomet med fingrene mens det tres på penis. Dette vil hindre at luft blir sperret inne i kondomets beholder.

iv. Når kondomet er på plass, rull kondomet ned så det dekker hele penisskafet. Dette vil forhindre at kondomet sklir av. Pass på at kondomet ikke blir skadet av negler eller smykker mens det tas på. Pass på at kondomet er tatt på før penis er i fysisk kontakt med partner.

v. Før bruk, pass på å klemme ekstra luft ut av kondomet ved å putte hendene rundt penis og sakte glatte ut kondomet fra tupp til ende. Dette vil minske sannsynligheten for slitasje under samleie.

vi. Etter utløsning, trekk penis ut mens kondomet holdes på plass, slik at sæden ikke renner ut. Kondomet skal kun brukes én gang.

vii. Kast kondomet i restavfallet. Det er først anbefalt å pakke kondomet i toalettappir eller kjøkkenappir for å forhindre at det lekker. Ikke skyll kondomet ned i toalettet da dette kan tette avløpet.

Kondomer er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot både graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Dersom du benytter ekstra glidemiddel skal dette være vann- eller silikonbasert. Ikke benytt oljebaserte glidemidler som babyolje eller vaselin da dette kan føre til slitasje på materialet. Merk at ingen prevensjonsmidler er 100% sikre i enhver situasjon.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder naturgummilateks og kan føre til allergiske reaksjoner.

## SE ANVÄNDARINSTRUKTIONER

i. Kontrollera kondomens utgångsdatum före användning och kontrollera att behållaren/förpackningen inte har några synliga skador.

ii. Förpackningen öppnas som ritningen visar. Hitta pilen på behållaren och riv av folien i pilens riktning. När kondomen öppnas kommer den alltid att vara vänd uppåt.

iii. Innan du sätter på kondomen, rulla ner den något för att säkerställa att den är på rättvärd. Efteråt, nyp spetsen med fingertopparna samtidigt som du placerar den på penis. Detta förhindrar att luft fastnar inuti reservoarspetsen.

iv. När du har fått kondomen på plats, rulla ut den så att den täcker hela penisskafet. Om du gör det förhindrar du att kondomen glider av. Var försiktig när du rullar ner kondomen så att den inte skadas av naglar eller smycken. Se till att kondomen sätts på innan penis kommer i fysisk kontakt med partnern.

v. Innan användning, se till att pressa ut den extra luften ur kondomen genom att placera händerna runt penis och försiktigt slåta ut kondomen från spets till bas. Detta kommer att hjälpa till att minimera kondomfälering under sex.

vi. Efter utlösning, dra tillbaka penis medan du håller kondomens bas på plats, så att sperman inte rinner ut. Kondomen ska endast användas en gång.

vii. Släng kondomen i soporna. Det rekommenderas starkt att linda in kondomen i toalettappir eller liknade för att förhindra att den läcker. Spola inte ner den i toaletten eftersom det kan orsaka igensättning.

Kondomer är det enda preventivmedel som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. Om du använder extra glideiddel bör det vara vatten- eller silikonbaserat. Använd inte oljebaserade smörjmedel som babyolja eller vaselin eftersom det gör att materialet bryts ned. Observera att inget preventivmedel är 100 % säkert eller effektivt i alla situationer.

WARNING: Denna produkt innehåller naturgummilateks som kan orsaka allergiska reaktioner.

## DK BRUGSANVISNING

i. Tjek kondomets udløbsdato før brug, og kontroller, at beholderen/embalagen ikke har nogen synlige skader.

ii. Beholderen åbnes som vist på tegningen. Find pilen på beholderen, og riv folien af i pilens retning. Når det åbnes, vil selve kondomet altid være vendt opad.

iii. Før du tager kondomet på, skal du rulle det lidt nedad for at sikre dig, at det er den rigtige vej. Herefter skal du klemme spidsen med fingrene, mens du placerer det på penis. Dette vil forhindre, at luft bliver fanget inde i kondomets beholder.

iv. Når du har kondomet på plads, skal du rulle det ud, så det dækker hele penisskafet. Ved at gøre dette vil du forhindre, at det glider. Vær forsigtig, når du ruller kondomet ned, således at det ikke beskadiges af fingernegle eller smykker. Sørg for, at kondomet tages på, før penis er i fysisk kontakt med partnern.

v. Før brug skal du sørge for at presse den ekstra luft ud af kondomet ved at placere hænderne omkring penis og forsigtigt glatte kondomet ud fra spids til bund. Dette vil hjælpe med at minimere kondombrud under sex.

vi. Efter ejakulationen skal du trække penis tilbage, mens du holder kondomets bund på plads, således at sæden ikke løber ud. Kondomet bør kun bruges én gang.

vii. Smid kondomet i skraldespanden. Det anbefales stærkt at pakke kondomet ind i toiletappir for at forhindre, at det løber ud, inden du gør det. Skyld det ikke ud i toalettet, da det kan føre til tilstopninger.

Kondomer er det eneste præventionsmiddel, der beskytter mod både graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Hvis du bruger ekstra glidecreme, skal den være vand-eller silikonebaseret. Brug ikke oliebaseerede glidecremer som f.eks. babyolie eller vaseline, da dette vil få materialet til at blive nedbrudt. Bemærk venligst, at intet præventionsmiddel er 100 % sikkert eller effektivt i alle situationer.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder naturgummilateks, som kan forårsage allergiske reaktioner.

## FI KÄYTTÖOHJEET

i. Tarkista kondomin viimeinen käyttöpäivä ennen käyttöä ja varmista, ettei kääreessä/pakkauksessa ole näkyviä vaurioita.

ii. Avaa pakkaus kuvan osoittamalla tavalla. Etsi kääreestä nuoli ja revli kalvo irti nuolen suuntaan. Kun pakkaus on avattu, on kondomi aina ylöspäin.

iii. Ennen kuin asetat kondomin paikoilleen, pyöritä sitä hieman varmistaksesi, että se on oikeinpäin. Purista ilma pois kondomin kärjestä peukalolla ja etusormella samalla kun rullaat kondomin penikseen.

iv. Kun kondomi on paikallaan, rullaa kondomi auki niin, että se peittää koko peniksen varren. Tämä estää kondomin liukumisen. Ole varovainen, kun rullaat kondomia alas, etteivät kynnet tai korut vahingoita sitä. Varmista, että kondomi on asetettu paikoilleen ennen kuin penis on fyysisessä kosketuksessa kumppanisi kanssa.

v. Ennen käyttöä, muista puristaa ylimääräinen ilma pois kondomista asettamalla kätesi peniksen ympärille ja tasoitamalla kondomi varovasti peniksen kärjestä tyveen asti. Tämä auttaa minimoimaan riskin kondomin rikkoutumiseen seksin aikana.

vi. Vedä penis ulos heti siemensyöksyn jälkeen varmistaa samalla, että kondomi pysyy paikallaan eikä spermaa pääse valumaan ulos. Kondomia saa käyttää vain kerran.

vii. Hävitä kondomi sekajätteen mukana. On suositeltavaa kääriä kondomi wc-paperiin tai talouspaperiin, jotta se pääse vuotamaan. Älä hävitä kondomia huutelemalla sitä alas WC:stä, sillä se voi johtaa viemärin tukkeutumiseen.

Kondomi on ainoa ehkäisyväline, joka suojaa sekä raskaudelta että sukupuolitaudeilta. Mikäli käytät liukuvoidetta, tulee sen olla vesi- tai silikonipohjaista. Älä käytä öljypohjaisia aineita, kuten vauvaöljyä tai vaseliinia, sillä ne haurastuttavat kondomin. Huomaa, että yksikään ehkäisyväline ei takaa 100 % varmuutta kaikissa tilanteissa.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää luonnonkumia eli lateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.