

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

DENTCUP - BIO MEHRWEG-MUNDSPÜLBECHER

Mehrweg-Mundspülbecher müssen nicht sterilisiert werden, da sie laut **RKI-Empfehlung** als **semikritisch A** eingestuft sind. Demnach sind folgende Reinigungshinweise zu beachten:

UNSERE EMPFEHLUNG:

Desinfektion der DENTCUPS im Thermodesinfektor

Wir empfehlen eine Reinigung der DENTCUPS mit einem milden Desinfektionsmittel (**pH-Wert <11**).



Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den DENTCUPS und anderen Instrumenten im Thermodesinfektor kein direkter Kontakt besteht.

