

**DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM (DMEM) (1X), LIQUID (High Glucose)**

With 4500 mg/L D-glucose  
With L-glutamine  
With 1500 mg/L sodium bicarbonate

Catalog Number **LM 001-60**  
Storage Temperature 2~8°C

**제품설명**

동물조직/세포배양을 위해서 Eagle's Medium이 처음 문헌에 발표된 후로 몇 번의 수정을 통해 발전되어 왔다. Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM)은 Minimum Essential Medium (MEM)에 D-glucose (1000 mg/L 또는 4500 mg/L) 뿐만 아니라 고농도의 amino acids, vitamins을 첨가하여 개발 되었다.

**LM 001-60**에는 4500 mg/L의 D-glucose와 584 mg/L의 L-glutamine, 1500 mg/L의 sodium bicarbonate가 첨가되어 있다. 적절한 배양액을 선택하기 위해서는 (1) 배양할 세포 종류, (2) 배양방법 (monolayer, suspension, or clonal), 그리고 (3) 필수 성분 포함 여부 등을 고려해야 한다. 또한 참고문헌을 기초로 하여 배양액에 혈청, 첨가물, 그리고 기타 물리적 조건 등을 최적화함으로써 배양하고자 하는 세포의 성장 및 목적 산물의 생산을 최적화 할 수 있다.

**보관 및 안정성**

액상 배지는 차광하여 2~8°C에서 보관하여야 한다. 액상 배지의 변성은 (1) 침전물 또는 부유물, (2) 용액의 탁해짐, (3) 색의 변화, 그리고 (4) pH의 변화 등으로 나타날 수 있다. 추가로 첨가하는 첨가제의 성질에 의해 보관조건 및 배지의 유효기간이 바뀔 수 있다. 유효기간은 제품 라벨에 표시되어 있다.

**생물학적 특성**

액상 배지의 세포 증식 능력은 10%의 FBS를 포함하는 액상배지에 적합한 세포주를 배양하면서 시험한다. 성장 속도는 세번의 계대 배양을 통하여 측정하고 표준품에서 배양한 것과 비교한다. 시간에 따른 세포수의 변화를 측정하고 seeding efficiency, doubling time, 그리고 최종 세포농도를 결정한다. 시험을 하면서 현미경으로 세포의 형태 변화와 cytotoxicity의 현상이 나타나는지 관찰한다.

**주의**

For *In Vitro* Use Only

Components	mg/L LM 001-60
CaCl <sub>2</sub> (anhydrous)	200.00
Fe(NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ·9H <sub>2</sub> O	0.10
KCl	400.00
MgSO <sub>4</sub> (anhydrous)	97.67
NaCl	6400.00
NaHCO <sub>3</sub>	1500.00
NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ·H <sub>2</sub> O	125.00
D-Glucose	4500.00
Phenol Red	15.00
HEPES	-
Sodium Pyruvate	-
L-Arginine·HCl	84.00
L-Cystine·2HCl	63.00
L-Glutamine	584.00
Glycine	30.00
L-Histidine·HCl·H <sub>2</sub> O	42.00
L-Isoleucine	105.00
L-Leucine	105.00
L-Lysine·HCl	146.00
L-Methionine	30.00
L-Phenylalanine	66.00
L-Serine	42.00
L-Threonine	95.00
L-Tryptophan	16.00
L-Tyrosine·2Na·2H <sub>2</sub> O	104.00
L-Valine	94.00
D-Ca Pantothenate	4.00
Choline Chloride	4.00
Folic Acid	4.00
i-Inositol	7.20
Niacinamide	4.00
Riboflavin	0.40
Thiamine·HCl	4.00
Pyridoxine·HCl	4.00

**Product Profile**

Appearance	Red transparent solution
pH at RT	7.0 ~ 7.6
Osmolality	272 ~ 300 mOsm/kg H <sub>2</sub> O
Endotoxin	≤ 1.0 EU/ml
Sterility	Sterilized by 0.2 μm filtration system. Sterility tests are performed in accordance with protocols described in USP.

**참고문헌**

Dulbecco, R. and Freeman, G. 1959. Plaque production by the polyoma virus. *Virology*. 8, 396-397.  
Smith, J.D. et. al. 1960. The nucleic acid of polyoma virus. *Virology*. 12, 185-196.  
Morton, H.J., 1970. A survey of commercially available tissue culture media. *In Vitro*. 6, 89-108.  
Rutzky, L.P. and Pumper, R.W., 1970. Supplement to a survey of commercially available tissue culture media. *In Vitro*. 9, 468-469.