

3VAPORTE MEDICO S.A.S	ANEXO	Doc. No.: ANEXO/DT/013.06
		Versión: 02
	FICHA TECNICA UROCLAMP	Fecha : 2018-11-20
		Página : 1 de 2

NOMBRE GENÉRICO DEL DISPOSITIVO MÉDICO	Uroclamp
SUBPARTIDA ARANCELARIA	90.21.90
MARCA E IMAGEN	 <p>Uroclamp</p>
PRESENTACIONES COMERCIALES	<p>Este dispositivo se suministra en empaque no estéril y está compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gancho con cierre flexible en dos labios con hendidura mediana en la parte media de labio inferior fabricado en polipropileno. • Dos Cubiertas de labios en polipropileno. <p>El dispositivo viene con la etiqueta donde se especifica las diferentes características del producto, manual del usuario e información de la empresa.</p>
INDICACIONES Y USOS	<p>El Uroclamp es un dispositivo de uso externo habitual en la práctica de la urología en el manejo de la incontinencia urinaria masculina.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El uroclamp debe ser prescrito por un médico quien orientara al paciente en el uso del mismo. • El Uroclamp está diseñado para múltiples usos, pero debe ser desechado una vez se detecte cualquier tipo de deterioro.
VIDA ÚTIL	Diez años después de la fecha de fabricación.

3VAPORTE MEDICO S.A.S	ANEXO	Doc. No.: ANEXO/DT/013.06
		Versión: 02
	FICHA TECNICA UROCLAMP	Fecha : 2018-11-20
		Página : 2 de 2

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • No utilizar el dispositivo si está deteriorado • Guardar en un lugar seco y limpio • Este dispositivo debe ser usado por prescripción médica por personal entrenado en su uso, indicaciones, contraindicaciones y posibles complicaciones. • Se debe tener especial cuidado en el uso de este dispositivo en pacientes con algún tipo de discapacidad mental, deterioro de la sensibilidad o lesiones de la piel del prepucio. • Usar vaselina en la piel del prepucio antes de su uso
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO	<p>El dispositivo está compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gacho con cierre flexible en dos labios con hendidura mediana en la parte media de labio inferior fabricado en polipropileno • Dos Cubiertas de labios en polipropileno.
MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN	<p>Este producto es de uso externo, no necesita ser esterilizado. Puede ser lavado con agua y jabón.</p>
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO	<p>Todo hospital, debe implementar un método de tratamiento para los residuos sólidos acorde con su magnitud, nivel de complejidad, ubicado geográfico, recursos disponibles y viabilidad técnica, que facilite la disposición final en forma eficiente, segura y sanitaria para los Residuos Biocontaminados. Para desechos residenciales debe ser empacado y desechado como residuo contaminado.</p>