

# Ordliste over symboler

## Selvklæbende elektroder

	<b>Fabrikant</b>		<b>Ikke-sterilt</b>
	<b>Følg instrukserne</b>		<b>Medicinsk udstyr</b>
	<b>Bedst før</b>		<b>Batchkode</b>
	<b>Opmærksomhed</b>		<b>varenummer</b>
	<b>Gratis til salg</b>		<b>Unikt produktidentifikationsnummer</b>
<b>18+</b>	<b>Kun for personer over 18 år</b>		<b>Temperaturgrænse</b>
	<b>Beskyt mod fugt</b>		<b>Beskyt mod direkte sollys</b>
	<b>CE -mærkning</b>		<b>Brug kun på sund hud</b>
	<b>Må ikke bruges af personer med pacemakere eller defibrillatorer</b>		<b>Må ikke anvendes på hovedet, halspulsåren eller hjertet</b>
	<b>Må ikke påføres over implantater</b>		<b>Må ikke bruges, mens du kører et køretøj</b>
	<b>Må kun bruges af én person</b>		<b>Sæt aldrig elektroder oven på hinanden</b>
	<b>Holdes væk fra børn</b>		<b>Strømstyrke (I) ikke højere end 0,25 W/cm<sup>2</sup></b>
	<b>Fugtbegrænsning</b>		<b>Til stikforbindelser med en stikdåse på Ø 1,9 - 2,1 mm</b>
	<b>Fri for latex</b>		<b>Til trykknopforbindelser med 2,2 mm, 3,2 mm, 3,5 mm eller 3,8 mm</b>
	<b>Læs brugsanvisningen til det elektriske stimuleringsapparat før brug</b>		<b>Elektroder til brug på huden med en TENS / EMS enhed</b>