

Γλωσσάριο συμβόλων

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια

	Κατασκευαστής		Μη στείρα
	Ακολουθήστε τις οδηγίες		Ιατρική συσκευή
	Ανάλωση κατά προτίμηση πριν		Κωδικός παρτίδας
	Προσοχή		αριθμός αντικειμένου
	Δωρεάν προς πώληση		Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης προϊόντος
18+	Μόνο για άτομα άνω των 18 ετών		Όριο θερμοκρασίας
	Προστατεύστε από την υγρασία		Προστατεύστε από το άμεσο ηλιακό φως
	Σήμανση CE		Χρησιμοποιήστε μόνο σε υγιές δέρμα
	Να μη χρησιμοποιείται από άτομα με βηματοδότες ή απινιδωτές		Μην το χρησιμοποιείτε στο κεφάλι, την καρωτίδα ή την καρδιά
	Μην εφαρμόζετε πάνω από εμφυτεύματα		Μην το χρησιμοποιείτε ενώ οδηγείτε όχημα
	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο		Ποτέ μην κολλάτε ηλεκτρόδια το ένα πάνω στο άλλο
	Κράτησέ το μακριά απο παιδιά		Ένταση (I) όχι μεγαλύτερη από 0,25 W / cm ²
	Περιορισμός υγρασίας		Για συνδέσεις βύσματος με υποδοχή Ø 1,9 - 2,1 mm
	Χωρίς λάτεξ		Για συνδέσεις με κουμπιά 2,2mm, 3,2mm, 3,5mm ή 3,8mm
	Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής ηλεκτρικής διέγερσης πριν από τη χρήση		Ηλεκτρόδια για χρήση στο δέρμα με συσκευή TENS / EMS