

Szimbólumok szótára

Öntapadó elektródák

	Gyártó		Nem steril
	Kövesse az utasításokat		Orvosi eszköz
	Minőségét megőrzi		Vonalkód
	Figyelem		cikkszám
	Ingyenesen eladó		Egyedi termékazonosító szám
18+	Csak 18 éven felülieknek		Hőmérséklet korlát
	Védje a nedvességtől		Védje a közvetlen napfénytől
	CE jelölés		Csak egészséges bőrön használja
	Ne használja szívritmus-szabályozóval vagy defibrillátorral rendelkező személyek		Ne használja a fejen, a nyaki artérián vagy a szíven
	Ne alkalmazza az implantátumok fölé		Ne használja járművezetés közben
	Csak egy személy használhatja		Soha ne ragasszon elektródákat egymásra
	Gyerekektől távol tartandó		Az áramerősség (I) nem nagyobb, mint 0,25 W / cm²
	Páratartalom korlátozás		Dugaszolható csatlakozásokhoz Ø 1,9 - 2,1 mm-es aljzattal
	Latex mentes		2,2 mm-es, 3,2 mm-es, 3,5 mm-es vagy 3,8 mm-es nyomógombos csatlakozásokhoz
	Használat előtt olvassa el az elektromos stimuláló készülék használati utasítását		TENS/EMS készülékkel a bőrön használható elektródák