


Ordliste med symboler

Elektrodekontaktgel

	Produsent
	Følg instruksjonene
	Best før
	Legg merke til informasjonen som følger med
	Bruk innen 6 måneder etter åpning
	Formaldehydritt
	Beskytt mot fuktighet
	CE -merking

	Ikke-sterilt
	Medisinsk enhet
	Batchkode
	artikkelnummer
	Unikt produktidentifikasjonsnummer
	Nedre temperaturgrense
	Beskytt mot direkte sollys


Bruk



1 Påfør gel på sunn hud



2 Fordel gelen jevnt



3 Påfør elektroden på huden