


	Producător		Nesterile
	Urmează instrucțiunile		Aparat medical
	Data expirării		Codul lotului
	Atenție		Numărul de articol
	Gratuit de vânzare		Număr unic de identificare a produsului
18+	Doar pentru persoanele peste 18 ani		Limită de temperatură
	Protejați-vă de umezeală		Protejați-vă de lumina directă a soarelui
	Marcaj CE		Utilizați numai pe pielea sănătoasă
	A nu se utiliza de către persoane cu stimulatoare cardiace sau defibrilatoare		A nu se utiliza pe cap, artera carotidă sau inimă
	Nu aplicați peste implanturi		Nu utilizați în timp ce conduceți un vehicul
	Poate fi folosit doar de o singură persoană		Nu lipiți niciodată electrozii unul peste altul
	Stai departe de copii		Amperajul (I) nu mai mare de 0,25 W/cm²
	Restricție de umiditate		Pentru conexiuni push-in cu un diametru de 1,9 - 2,1 mm
	Fără latex		Pentru conexiuni prin buton cu 2,2 mm, 3,2 mm, 3,5 mm sau 3,8 mm
	Citiți instrucțiunile de utilizare a dispozitivului de stimulare electrică înainte de utilizare		Electrozi pentru utilizare pe piele cu un dispozitiv TENS/EMS