



Ausschreibungstext

Extra Komfort und eine schnelle, sichere Installation.

Mit einzigartigen, patentierten Armlehnen, einer designten Sitzoberfläche und einer schnellen, einfachen Installation bietet die My-Loo fest einen sicheren Halt, hohen Komfort und einfache Handhabung. Die Toilettensitzerhöhung ist für die meisten Toiletten geeignet und sitzt fest und sicher an ihrem Platz.

Entwickelt für Unabhängigkeit und Würde

My-Loo fest ermöglicht es Benutzern mit eingeschränkter Mobilität oder Gleichgewichtsproblemen, den Toilettengang selbstständig und sicher zu gestalten. Die Toilettensitzerhöhung und die stabilen Armlehnen erleichtern das Hinsetzen auf und das Aufstehen von der Toilette. Die extra grosse Sitzöffnung und eine grosszügige Hygieneaussparung erleichtert die persönliche Hygiene.

Erhältlich in fünf verschiedenen Ausführungen

Etac My-Loo fest ist in verschiedenen Ausführungen mit oder ohne Armlehnen und in Sitzhöhen von 20, 60 und 100 mm erhältlich. Bei Bedarf können bei dem Modell ohne Armlehnen nachträglich Armlehnen hinzugefügt werden. Mit dem modernen, diskreten Design fügt sich My-Loo unauffällig in die meisten Badezimmerumgebungen ein.



Einstellbare Armlehnen

Dank einer einzigartigen, patentierten Lösung können die Armlehnen bei Bedarf schnell und einfach angepasst werden. Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Höhen für die beste Unterstützung. Die stabilen Armlehnen lassen sich leicht und ohne Einklemmrisiko für den Benutzer auf- und abklappen.

Praktische und bequeme Nutzung

Große Aussparungen und eine extragroße Sitzöffnung sorgen für eine ausgezeichnete Zugänglichkeit. Das besondere Design der Toilettensitzerhöhung und der Armlehnen bietet viel Platz für alle Körperformen.

Sicher und bequem

Mit stabilen, ergonomischen Armlehnen und dem neu designten Sitz macht die My-Loo fest den Toilettenbesuch sicher und bequem für den Benutzer. Für zusätzlichen Komfort ist eine weiche Sitzauflage als Zubehör erhältlich.

Einfache, bequeme Installation

Etac My-Loo fest wird mit einer innovativen neuen Lösung schnell und einfach installiert. Praktische Schnellverschlussmutter ermöglichen es, die Toilettensitzerhöhung von oben zu befestigen. Sitz und Armlehnen lassen sich problemlos in ihre Halterungen einklicken, auch wenn die Toilette nahe an der Wand installiert ist.

Etac My-Loo fest



Varianten

	Artikelnummer	HMV-Nummer	Breite zwischen den Armlehnen (mm)	Breite, mit Armlehnen (mm)	Gesamthöhe (mm)	Gewicht (kg)	Max. Benutzergewicht (kg)	Max. Benutzergewicht mit Stützbeine (kg)
My-Loo fest 2 cm , mit Armlehnen	80301510	-	480	570	20	3,2	150	200
My-Loo fest 6 cm , mit Armlehnen	80301511	33.40.01.2008	480	570	60	3,4	150	200
My-Loo fest 10 cm , mit Armlehnen	80301512	33.40.01.2009	480	570	100	3,7	150	200
My-Loo fest 6 cm , ohne Armlehnen	80301513	33.40.01.0126	-	-	60	2,2	150	-
My-Loo fest 10 cm , ohne Armlehnen	80301514	33.40.01.0127	-	-	100	2,4	150	-