

Etac Swift Tilt 2

Daten & Varianten



Der Swift Mobil Tilt-2 verfügt über eine einzigartige Kippfunktion, die dem Benutzer mehr Sicherheit und dem Pflegepersonal eine ergonomische Arbeitsposition bietet. Die Neigungsfunktion von + 5 ° bis -35 ° kann von jeder Seite des Stuhls aus bedient werden. Auf diese Weise kann die Pflegekraft den Benutzer beim Kippen beruhigen.

Einfacher Zugang und Komfort

Durch den einfachen Zugang zum Sitzbereich wird die Körperpflege für die Pflegeperson vereinfacht. Für empfindliche Benutzer sind besonders weiche Sitzkissen erhältlich. Die weiche und schnell trocknende Rückenlehne und die geschwungenen Fußstützen des Swift Mobil-2 tragen zum Benutzerkomfort bei.

Individuelle Einstellbarkeit

Der Dusch- und Toilettenrollstuhl ist an unterschiedliche Benutzeranforderungen und -größen anpassbar. Das Benutzergewicht von 135 bis 160 kg ist in zwei verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Höheneinstellbarkeit der Sitzhöhe von 500–650mm ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Körpergrößen. Die Armlehnen sind in Höhe und Breite verstellbar. Die höhenverstellbaren, wegschwenkbaren Fußstützen sind auch in einer kürzeren Version erhältlich.

Etac Swift Tilt 2

Daten & Varianten



Sitz mit hinterer Öffnung

Erleichterung des Zugangs für die Pflegekraft und Komfort für den Benutzer. Die einzigartige Oberfläche, speziell für Etac entwickelt, bietet die perfekte Balance zwischen Rutschfestigkeit und Hygiene.

Einstellbare Armlehnen, Standard

Einfach an verschiedene Benutzeranforderungen anzupassen. Sowohl in der Höhe als auch in der Breite verstellbar, +/- 6 cm in jede Richtung.

Einzigartige Tilt Funktion

Kann von beiden Seiten des Stuhls aus bedient werden und bietet dem Pflegepersonal eine gute Arbeitsposition und dem Benutzer Sicherheit beim Kippen.

Einstellbare Kopfstütze

Die Kopfstütze bietet maximalen Komfort und Flexibilität und kann an eine Reihe von Benutzeranforderungen angepasst werden.

Das Modell für bis zu 135kg kann vom Arzt verordnet werden. Sprechen Sie ihn an. Hilfsmittel-Verordnungsnummer (HMV) 18.46.01.4001

Etac Swift Tilt 2 Varianten

	Artikel-nummer	HMV-Nummer	Abstand unter dem Sitz (mm)	Breite (mm)	Breite zwischen den Armlehnen (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Länge (mm)	Max. Benutzer-gewicht (kg)	Öffnung: Tiefe x Breite (mm)	Sitz-breite (mm)	Sitz-höhe (mm)	Sitz-neigung (°)	Sitz-tiefe (mm)
inkl. Eimerhalter	80229479	18.46.01.4001	427 - 575	570/580/640	420/480/540	Weiß	20,4	1020	135	300 x 210	500	500 - 650	0° t/m +35° / - 5° t/m +30°	465
XL Rücken inkl. Beckenhalter	80229481	-	427 - 575	610/640/700	480/540/600	Weiß	21	1020	160	300 x 210	500	500 - 650	0° t/m +35° / - 5° t/m +30°	465
XL, inkl. XL Rücken und Eimerhalter	80229485	-	427 - 575	610/640/700	480/540/600	Weiß	21	1020	160	300 x 210	500	500 - 650	0° t/m +35° / - 5° t/m +30°	465

EiBaDu Tel: 0175 520 3033 Mail: info@eibadu.de Wir beraten Sie gern und kompetent!