

Specifikationer NeuroTrac MultiTens Avancerad

1. Två-kanals, individuella isolerade kretsar.
2. Amplitud: 0–90 mA (verklig mA, är något lägre än indikerad elektrodmotstånd).
3. Typ: Konstant strömgenerator.
4. Pulsform: Asymmetrisk, rektangulär bi-fasisk med 0 DC ström.
5. Valmöjligheter pulsbredd: 50 uS–450 uS (2 % noggrannhet).
6. Valmöjligheter frekvens: I modus kontinuerlig: 2-200 Hz (2 % noggrannhet).
7. Lägen: Högfrekvent, Lågfrekvent, W/R, Kontinuerlig, Burst eller Modulerad.
8. Tidsperiod på vald behandling: 1 minut till 12 timer och 59 minuter.
9. Indikator Lågt batteri: Om batteriet ger mindre en 6,9 volt (+/- 0,2 volt), blinkar batterisymbolen på/av en gång i sekunden. Ger batteriet mindre en 6,6 volt (+/- 0,2 volt) kan stimulatorn inte slås på.
10. Öppen elektrod: Om krets inte sluts i A och/eller B kanalerna, sätts strömmen till 0. Symbol på skärmen indikerar detta.
11. Fysiska mått: 119 x 69 x 28,7 mm.
12. Vikt: 106 gram utan batteri och 134 gram med batteri. (batterivikt 28 g).
13. NeuroTrac MultiTens förvaras bäst i temperaturer mellan -10 och + 30 grader Celsius. Fuktighet. 0–90 %.
14. Kan levereras med 2 st Pale Blue 9V uppladdningsbara batterier se, info sista sidan.