

KlinikBondage Fesseln

Vorsichts- und Beratungshinweise:

Verwenden Sie die Ware erst dann, wenn Sie die Anleitung gelesen und verstanden haben.

Unsachgemäße Anwendung der Ware kann zu schweren körperlichen Schäden führen. Halten Sie sich daher strikt an die Anweisungen.

Überprüfen Sie vor der Verwendung die Unversehrtheit der Gurtsysteme.

Untersuchen Sie das Produkt auf defekte Nähte, gerissene Teile und beschädigte Ösen. Defekte Teile können die Funktionalität beeinträchtigen und zu Verletzungen führen. Verwenden Sie keine Produkte, die Schäden aufweisen.

Verwenden Sie KlinikBondage-Produkte nur in Betten, stabilen Sitzgelegenheiten oder auf Trägern, die eine ordnungsgemäße Installation gemäß der Gebrauchsanweisung ermöglichen.

Befestigen Sie das Produkt sicher, um ein Verrutschen zu verhindern.

Befestigungsgurte und Bewegungsmechanismen von Betten, Matratzen, Wechseldruckmatratzen, Trägern oder Sitzgelegenheiten können sich gegenseitig behindern, was zu Beschädigungen, Funktionsbeeinträchtigungen und Verletzungsgefahren führen kann.

Die gewählten Verankerungspunkte dürfen keine scharfen Kanten aufweisen.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Verriegelungssysteme.

Befestigungsvorrichtungen dürfen die Atmung und den Blutkreislauf nicht behindern.

Lose befestigte Gegenstände können die Sicherheit gefährden.

Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Positionierung der Befestigungsmittel.

Stellen Sie sicher, dass ein leicht zugänglicher und gut sichtbarer Gurtschneider zur Verfügung steht, um im Notfall eine schnelle Rettung zu ermöglichen.

Lagerung:

Testen Sie die Magnetschlösser, Magnetschlüssel, Klett- und Metallschlaufenverschlüsse auf Funktion und sicheren Halt. Verschlüsse nicht in Flüssigkeiten eintauchen! Dies kann zu Fehlfunktionen führen. Wenn sich beschädigte Schlösser nicht mehr mit dem Schlüssel öffnen lassen, können die Bänder mit einer Schere oder einem Bandschneider durchtrennt werden.

Überprüfen Sie den Nusskopf auf Verschleiß (Rundung / Stauchung).

Vor jeder Anwendung:

Prüfen Sie die Sichtbarkeit von Riemen, Ösen, Stoffschlaufen, Klettverschlüssen, Schnappverschlüssen, Metallösen usw.

Prüfen Sie die Sichtbarkeit und den Verschluss der Schlösser.

Überprüfen Sie die gesetzlichen Vorschriften.

Nur bei ausreichender Indikation verwenden.

KlinikBondage restraints cautionary and advisory notes:

Abstain from employing the merchandise until such time as you have perused and comprehended the instructions.

Improper application of the goods may culminate in grave physical harm. Therefore, strictly adhere to the instructions.

Prior to utilization, verify the integrity of the harnessing systems.

Inspect the product for defective seams, torn parts, and damaged eyelets. Faulty items may impair functionality and result in injury. Do not use any product exhibiting damages.

Restrict KlinikBondage products to beds, stable seating arrangements, or carriers that allow for proper installation in accordance with the user manual.

Attach the product securely to prevent slippage.

Fixation straps and movement mechanisms of beds, mattresses, alternating pressure mattresses, carriers, or seating arrangements may interfere with one another, resulting in damages, impaired functionality, and risk of injury.

The selected anchorage points must not have sharp edges.

Prior to each use, examine the locking systems.

Fastening devices should not obstruct respiration and blood circulation.

Loosely attached items may jeopardize safety.

Regularly inspect the proper positioning of the fixation.

Ensure that a strap cutter that is readily accessible and clearly visible is readily available to enable rapid rescue in case of an emergency.

Storage:

Test the magnet locks, magnet keys, Velcro and metal loop closures for function and secure hold.

Do not immerse locks in fluids! This may lead to malfunction. If damaged locks can no longer be opened with the key, straps can be cut using scissors or a strap cutter. Check the socket head for wear (rounding / compression).

Prior to every application:

Check the visibility of straps, eyelets, fabric loops, Velcro, snap and metal loop closures etc.

Check the visibility and closure of the locks.

Verify legal requirements.

Only use in case of sufficient indication.