

# SELECT

## PROFCARE



Classified as category 1  
Conformity Declaration: this product meets the Directive 93/42/ECC on medical devices.



Made in China  
SELECT SPORT A/S • Fabriksparken 46 • DK-2600 Glostrup  
select-sport.com

UK

### Tennis Elbow Support - Art. 70322

#### Function:

- Pressure point provides pain relief and supports the elbow where the tendons are attached
- Useful for "mouse"-, golf-, tennis- and badminton injuries
- Elastic buckle closure for individual fit
- For protection against minor impacts from falling, protection against bruises, abrasions and light burns

#### Instruction for use:

Place the support as shown on the front of the packaging.

#### Material:

- Strap: 100% Polyester
- Foam: 100% Polyethylene

#### Important information:

- Do not use on patients with a known sensitivity to any of the product components
- The product is not flameproof, avoid temperature above 120°C/248°F.
- The function of the product must not be changed or compromised
- The product should only be used for its original purpose as described above
- Time of use should not exceed 3-4 hours
- If the product contains latex or rubber and you are allergic to latex/rubber, we advise you to consult a prescriber before using the support
- If you are allergic to heat, we advise you to use a product that does not contain SBR Neoprene

To ensure correct fit, try the product on.

#### Washing instructions:

1. Close all Velcro
2. Mesh laundry bag is recommended
3. Stretch product while wet and let dry



FIN

### Tenniskyynärpätuki - Art. 70322

#### Käyttötarkoitus:

- Kompessiokohta lievittää kipua ja tukee kyynärpäätä jänteiden kiinnitysmiskohdasta
- Sopii "hiirestä", golfista, tenniksestä ja sulkapallosta aiheutuneisiin vammoihin
- Elastinen kiinnitys on yksilöllisesti säädettävissä
- Tarkoitettu suojaamaan kaatumisen aiheuttavilta lieviltä vammoilta, kuten ruhjeilta, kuhmuilta ja hiertymiltä

#### Käyttöohjeet:

Aseta tuki pakkauksen etupuolella esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

#### Materiaali:

- Solki: 100% Polyesteri
- Vaahtona: 100% Polyeteeni

#### Tärkeää tietoa:

- Älä käytä potillailla, joilla tiedetään esiintyvän yliherkkyyttä tuotteen sisältäville aineille
- Tuote ei ole palosuojakäsitelty, vältä yli 120 °C:n/248 °F:n lämpötiloja
- Tuotteen käyttötarkoitusta ei saa muuttaa tai vaarantaa
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, kuvaus edellä
- Käyttöaika ei saa ylittää 3-4 tuntia
- Jos tuote sisältää lateksia tai kumia ja olet allerginen lateksille/kumille, pyydämme kääntymään asiantuntijan puoleen ennen tuen käyttöä
- Jos olet allerginen kuumuudelle, suosittellemme käyttämään tuotetta, joka ei sisällä SBR:ää Neopreeniä

Varmista oikea istuvuus sovittamalla tuotetta.

#### Pesuohteet:

1. Sulje velcro
2. Pesupussin käyttöä suositellaan
3. Venytä tuotetta, kun se on vielä märkä. Anna kuivua.



DK

### Tennisalbuebind - Art. 70322

#### Funktion:

- Tryktpunkt giver smertelindring og støtter albuen, hvor senerne er fastgjort
- Nyttig til "mouse"-, golf-, tennis- og badmintonskader
- Elastisk spændelukning for individuel pasform
- Beskytter mod mindre skader fra fald, stød og hudafskrabninger

#### Brugsanvisning:

Anbring bindet som vist på pakkens forside.

#### Materiale:

- Spænde: 100% Polyester
- Skum: 100% Polyethylen

#### Vigtige oplysninger:

- Må ikke bruges til patienter med kendt overfølsomhed over for nogle af produkternes komponenter
- Produktet er ikke brandsikkert. Undgå temperaturer over 120° C/248° F
- Produktets funktion må ikke ændres eller kompromitteres
- Produktet bør kun bruges til det oprindelige formål som beskrevet ovenfor
- Bør ikke bruges mere end 3-4 timer ad gangen
- Hvis produktet indeholder latex eller gummi, og du er allergisk over for latex/gummi, anbefaler vi, at du rådfører dig med en behandler, før produktet anvendes
- Hvis du er allergisk over for varme, anbefaler vi, at du bruger et produkt, der ikke indeholder SBR Neopren

Prøv produktet for at sikre den korrekte pasform.

#### Vaskeanvisning:

1. Luk al velcro
2. Vaskepose anbefales
3. Træk produktet i facon, mens det er vådt, og lad det tørre



DE

### Tennis-Ellenbogen-Bandage- Art. 70322

#### Funktion:

- Die Druckplatte lindert Schmerzen und entlastet den Sehnenansatz
- Elastischer Spannverschluss für individuelles Anpassen
- Zur Entlastung bei Tennisarm, Golferarm, Mausarm usw.
- Schutz vor geringfügigen Einwirkungen durch Stürze sowie vor Blutergüssen, Prellungen und Abrieb

#### Gebrauchsanweisung:

Bringen Sie die Bandage wie auf der Vorderseite der Verpackung dargestellt an.

#### Material:

- Schnalle: 100% Polyester
- Schaum: 100% Polyethylen

#### Wichtige Informationen:

- Nicht bei Patienten anwenden, die eine Überempfindlichkeit gegen die Produktkomponenten aufweisen
- Das Produkt ist nicht feuerfest. Vermeiden Sie Temperaturen über 120°C/248°F
- Die Funktion des Produkts darf nicht geändert oder beeinträchtigt werden
- Das Produkt sollte nur für seinen ursprünglichen, oben beschriebenen Zweck verwendet werden
- Die Anwendungszeit sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten
- Wenn das Produkt Latex oder Gummi enthält und Sie darauf allergisch sind, empfehlen wir Ihnen, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren
- Sollten Sie wärmeempfindlich sein, empfehlen wir Ihnen, ein Produkt zu verwenden, das kein SBR Neopren enthält

Um einwandfreien Sitz zu gewährleisten, sollten Sie das Produkt ausprobieren.

#### Washanleitung:

1. Velcro schließen
2. Ein Wäschesack aus Netz wird empfohlen
3. Dehnen Sie das Produkt während es nass ist und lassen Sie es trocknen



SE

### Tennisarmbågsstöd - Art. 70322

#### Funktion:

- Tryckplattan ger smärtlindring och avlastar senfästet
- Används bl.a. för "musarm", samt golf-, tennis- och badmintonskador
- Elastiskt spännbar för individuell anpassning
- Skyddar mot mindre stötter vid fall, skrubbsår, bulor och skav

#### Instruktion för användning:

Placera skyddet på så sätt som visas på framsidan av förpackningen.

#### Material:

- Spånne: 100% Polyester
- Skum: 100% Polyeten

#### Viktig information:

- Får ej användas på patienter med känd överkänslighet mot någon av komponenterna i produkten
- Produkten är inte flamskyddsbehandlad. Undvik temperatur över 120° C/248°F.
- Produktens funktion får inte ändras eller äventyras
- Produkten bör endast användas för sitt syfte som beskrivs ovan
- Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar
- Om produkten innehåller latex eller gummi och du är allergisk mot latex/gummi, råder vi dig att konsultera en läkare innan du använder stöd
- Om du är känslig mot varme, råder vi dig att använda en produkt som inte innehåller SBR Neopren

Prova produkten så att du vet att den passar dig.

#### Tvåtråd:

1. Stäng velcro
2. Mesh tvättpåse rekommenderas
3. Sträck produkten när den är våt och låt torka



FR

### Coudière Tennis - Art. 70322

#### Fonction:

- La plaque de pression soulage la douleur et réduit la charge du tendon
- Convient pour les blessures de type mouse elbow ainsi que pour les blessures de golf, de tennis et de badminton
- Fermeture élastique pour un réglage personnalisé
- Pour une protection contre les impacts mineurs liés aux chutes, comme les ecchymoses, les bosses et les effets de l'abrasion

#### Mode d'emploi:

Placez le support comme indiqué sur le devant de l'emballage.

#### Matériau:

- Courroie: 100% Polyester
- Mousse: 100% Polyéthylène

#### Informations importantes:

- Ne pas utiliser sur les patients souffrant d'une sensibilité connue à n'importe lequel des composants du produit
- Le produit n'est pas ignifuge. Évitez les températures supérieures à 120°C/248°F.
- Le fonctionnement du produit ne doit pas être modifié ou compromis.
- Le produit ne doit être utilisé que conformément à son but d'origine, décrit ci-dessus
- Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser les 3 à 4 heures
- Si le produit contient du latex ou du caoutchouc, et que vous y êtes allergique, nous vous conseillons de consulter un médecin avant d'utiliser le support
- Si vous êtes allergique à la chaleur, nous vous conseillons d'utiliser un produit qui ne contient pas de SBR Néoprene

Pour vous assurer de choisir la bonne taille, essayez le produit.

#### Instructions de nettoyage:

1. Fermer Velcro
2. L'utilisation d'un sac de lavage est recommandé
3. Étirer le produit encore humide et laisser sécher



**ES****Venda de brazo de tenis - Art. 70322****Función:**

- La placa de presión alivia el dolor y la carga del tendón en la articulación
- Se utiliza, entre otros, para lesiones producidas por el ratón o practicando golf, tenis y bádminton
- Cierre elástico para adaptación individual
- Para la protección contra impactos menores por caídas y protección contra contusiones, golpes y abrasiones

**Instrucciones de uso:**

Colocar el producto como se muestra en la parte delantera de la caja.

**Material:**

- Correa: 100% Poliéster
- Espuma: 100% Polietileno

**Información importante:**

- No usar en pacientes con sensibilidad conocida a cualquier de los componentes del producto
- El producto no es ignífugo, evitar temperaturas superiores a 120°C/248°F.
- La función del producto no debe cambiarse ni ponerla en peligro
- El producto debe utilizarse solamente para la función original descrita anteriormente
- El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas
- Si el producto contiene látex o caucho y usted es alérgico al látex o el caucho, le recomendamos que consulte con el profesional que le ha recomendado el producto antes de comenzar a utilizarlo
- Si es alérgico al calor, le recomendamos que utilice un producto que no contenga SBR Neopreno

Para garantizar un ajuste correcto, pruebe el producto.

**Instrucciones de lavado:**

1. Cerrar velcro
2. Se recomienda el uso de una bolsa de malla para lavadora
3. Estirar el producto mientras está húmedo y dejar secar

**PL****Opaska na ramię do tenisa - Art. 70322****Funkcja:**

- Płytką uciskową usmierza ból i odciąża ścięgna
- Stosowana między innymi w przypadku urazów spowodowanych pracą z myszą komputerową oraz grą w golfa, tenisa i badmintona
- Elastyczne zapięcie na sprzączkę dla indywidualnego dopasowania
- Ochrona przed niewielkimi uderzeniami na skutek upadku, ochrona przed siniakami, stłuczeniami i obtarciami.

**Instrukcja użytkowania:**

Założyć ochraniacz, jak przedstawiono na opakowaniu.

**Material:**

- Pasek: 100% Poliester
- Pianka: 100% Polietylen

**Ważne informacje:**

- Nie używać na pacjentach, którzy są wrażliwi na działanie jakichkolwiek komponentów produktu
- Produkt nie jest ognioodporny. Unikać temperatury powyżej 120°C/248°F
- Nie stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Nie modyfikować jego działania
- Używać produktu wyłącznie do opisanych wyżej celów zgodnych z pierwotnym przeznaczeniem
- Czas użycia nie powinien przekraczać 3-4 godzin
- Jeśli produkt zawiera lateks lub gumę, a użytkownik jest uczulony na lateks/gumę, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem używania stabilizatora
- Jeśli użytkownik jest uczulony na ciepło, zaleca się używanie produktu, który nie zawiera SBR Neoprenu

Aby sprawdzić prawidłowe dopasowanie, próbnie założyć produkt.

**Instrukcje mycia:**

1. Zamknij Velcro
2. Zaleca się stosowanie worka siatkowego do mycia
3. Rozciągnąć wilgotny produkt i pozostawić do wyschnięcia

**IT****Gomitiera da tennis - Art. 70322****Indicazioni:**

- I punti di pressione forniscono sollievo dal dolore e supporto per il gomito all'attaccatura dei tendini
- Utile in caso di infortuni "da mouse", golf, tennis e badminton
- Chiusura a fibbia elastica per una vestibilità perfetta e individuale
- Per la protezione contro gli impatti di lieve entità conseguenti a cadute nonché ematomi, urti e abrasioni

**Istruzioni per l'uso:**

Collocare il supporto come indicato nella parte anteriore della confezione.

**Materiale:**

- Cinghia: 100% Poliestere
- Schiuma: 100% Polietilene

**Informazioni importanti:**

- Evitare l'uso nel caso di pazienti che presentino sensibilità a uno o più dei materiali di cui è composto il prodotto
- Il prodotto non è ignifugo, evitare temperature superiori a 120°C/248°F
- È essenziale rispettare le indicazioni del prodotto, senza alcuna modifica o alterazione
- Il prodotto va utilizzato solamente per lo scopo originariamente previsto, come indicato sopra
- La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore
- Se il prodotto contiene lattice o gomma, e se si soffre di allergie a lattice/gomma, si consiglia di consultare un medico prescrittore prima di indossare il supporto
- Se si soffre di intolleranza al calore, è consigliabile l'uso di un prodotto che non contenga SBR Neoprene

Per verificarne la vestibilità, provare il prodotto.

**Istruzioni per il lavaggio:**

1. Chiudere velcro
2. Si consiglia l'uso di una rete salvabucato
3. Ridare forma al prodotto quando è ancora umido e lasciare asciugare.

**PT****Protetor para cotovelo de tenista - Art. 70322****Indicações:**

- O ponto de pressão alivia a dor e apoia o cotovelo na união dos tendões
- Útil para lesões provocadas pelo uso do rato e pela prática de golfe, ténis e badminton
- Elástico de aperto para ajuste individual
- Para proteção contra impactos mínimos resultantes de quedas, proteção contra hematomas, colisões e abrasões

**Modo de usar:**

Coloque o suporte conforme indicado na parte dianteira da embalagem.

**Material:**

- Fivela 100% Poliéster
- Espuma: 100% Polietileno

**Informações importantes:**

- Não deve utilizar-se em pacientes com sensibilidade a certos componentes do produto
- O produto não é resistente ao fogo. Evite temperaturas acima de 120° C/248° F
- As funções do produto não devem ser alteradas ou prejudicadas
- O produto deverá ser utilizado para os fins a que foi destinado, conforme descrito acima
- Não deve ser utilizado acima de 3-4 horas de cada vez
- Recomendamos a consulta ao terapeuta antes de utilizar o produto quando este contiver látex ou borracha, e for alérgico a esses materiais
- Se for alérgico ao calor, recomendamos a utilização de um produto que não contenha SBR Neopreno

Experimente o produto para assegurar a posição correta.

**Recomendações para lavagem:**

1. Fechar velcro
2. É recomendada a lavagem num saco de rede
3. Estique o produto ainda molhado e deixe secar

**RU****Теннисная повязка на руку - Art. 70322****Назначение:**

- Имеет эластичную растягивающуюся застежку для индивидуального регулирования повязки
- Нажимная пластинка обеспечивает уменьшение боли и снятие нагрузки с сухожилия
- Используется, в том числе, вместе с суставной «мышью» при травмах, полученных при занятиях гольфом, теннисом или бадминтоном
- Для защиты от незначительных ударов при падении, защиты от ушибов, шишек и ссадин

**Инструкция по применению:**

Поместите фиксатор для поддержки, как показано спереди на упаковке.

**Материал:**

- Ремень: 100% Полиэстер - Пена: 100% Полиэтилен

**Важная информация:**

- Не применяйте на пациентах, о которых известно, что у них чувствительность к любым компонентам изделия
- Изделие не является жароустойчивым, избегайте температуры выше 120°C (по шкале Цельсия)/248°F (по шкале Фаренгейта).
- Изменения или нарушения в назначении изделия недопустимы
- Изделие следует применять только по его оригинальному назначению, описанному выше
- Время использования не должно превышать 3-4 часа
- Если изделие содержит латекс или каучук и у вас аллергия на латекс/каучук, мы советуем вам перед использованием фиксатора для поддержки проконсультироваться у медицинского работника, назначившего его применение
- Если у вас аллергия на тепло, мы советуем вам использовать изделие, которое не содержит БСК/неопрен

Чтобы убедиться в правильной посадке, примерьте изделие.

**Инструкции по стирке:**

1. Закрывать Velcro
2. Рекомендуется сетчатый мешок для стирки
3. Растяните изделие, пока влажное, и дайте высохнуть



**SELECT**  
**PROFCARE** 