

# BIOpH +

**ANVÄNDNING**  
 BIOpH+ Footcare är en medicinteknisk behandling som reducerar symtomen vid fotsvamp (hudrodnad, huderosioner, maceration, klåda, stickande känsla, hyperkeratos och odör), hälsprickor och förhårdnader.

**Behandlingsanvisning**

1. Mät upp 3 liter ljummet vatten (cirka 38 °C) och håll i ett rent kärl.
2. Tillsätt 1 matsked (15 ml) av BIOpH+ Footcare och placera fötterna direkt i badet.
3. Bada fötterna i cirka 20 minuter och torka därefter med ren handduk.
4. Upprepa varje dag under sju dagar. Därefter varannan dag i ytterligare två veckor.

Effekten startar när granulatet kommer i kontakt med vattnet, vilket gör att det är viktigt att placera fötterna i badet direkt när granulatet tillsätts.

**Tips!** För att bibehålla och/eller förbättra fothälsan efter 3 veckor, gör ett fotbad ett par gånger i veckan.

**Innehåll**  
 Granulat av natriumkarbonat och natriumperkarbonat.

**Förpackningen** skall tillsätts väl då granulatet är fukt känsligt. Förvaras i rumstemperatur, ej över 45 °C. Förvaras odömligt för barn. Skall ej förvaras tillsammans med brandfarliga ämnen. Undvik kontakt med ögon, kan orsaka irritation. Om produkten kommer i kontakt med ögon, skölj noggrant med ljummet vatten i minst tio minuter. Om besvär uppstår kontakta sjukvård. Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med öppna sår.

SUP-1016-03-481574  
 Label revision issued 2021-10-01

**REF** BPPFC250SV

Biocool AB  
 Malmskillnadsgatan 39  
 111 38 Stockholm  
 Sweden

kontakt@biophplus.com  
 www.biophplus.com

**LOT** **CE**

**FOOTCARE**

Medicintekniskt fotbad för behandling av fotsvamp, hälsprickor och förhårdnader

250 gram

Räcker till ca. 15 behandlingar

Made in Sweden

**VIKTIGT!**  
 Läs samtliga instruktioner före användning.  
 Använd produkten för dess avsedda användning.

**Biocool AB ansvarar endast för den medicintekniska produktens säkerhet och prestanda om:**

- den medicintekniska produkten används i enlighet med dess avsedda användning och;
- den medicintekniska produkten används i enlighet med dess etikett samt denna användarinstruktion.

**Produktnamn:** ..... BIOpH+ Footcare

**REF** ..... BPPFC250SV

**Kundsupport:** ..... kontakt@biophplus.com

PM0006\_03  
 Issued 2021-10-01

**ANVÄNDARINSTRUKTION**

**Varningar och försiktighet**

- Det är användarens ansvar att använda BIOpH+ Footcare för dess avsedda användning samt att läsa instruktionerna på produktens etikett före användning.
- BIOpH+ Footcare skall förvaras odömligt för barn.
- Användning av gravida och ammande kvinnor har ej testats. Därav kan produkten ej rekommenderas för denna grupp.
- BIOpH+ Footcare skall inte användas på öppna sår.
- Undvik kontakt med ögon, kan orsaka irritation. Om produkten kommer i kontakt med ögon, skölj noggrant med ljummet vatten i minst tio minuter.
- Om BIOpH+ Footcare används på fel sätt eller om överkänslighet mot natriumperkarbonat föreligger kan produkten orsaka hudirritation.
- BIOpH+ Footcare är endast avsedd för utvärtes bruk på fötter.
- BIOpH+ Footcare kan orsaka hala fötter / golv efter behandling; därför rekommenderas att torka fötterna med ren handduk efter behandlingen.
- Använd inte BIOpH+ Footcare om burken är skadad eller om plomberingen saknas på en ny burk.
- För säker öppning av locket, dra av plomberingen i plens riktning.
- BIOpH+ Footcare skall förvaras i rumstemperatur och ej tillsammans eller i närheten av brandfarliga produkter.
- Användaren skall kontakta sjukvården om allvarliga hud- eller ögonirritationer uppkommer.

**Avsedd användning BIOpH+ Footcare**  
 BIOpH+ Footcare är avsedd att reducera symtom vid fotsvamp (hudrodnad, huderosioner, maceration, klåda, stickande känsla, hyperkeratos och odör), hälsprickor och förhårdnader.

**Avsedd användargrupp**  
 BIOpH+ Footcare kan användas av alla över 18 år.

SID 2

**Kontraindikationer**

- Användning hos gravida och ammande har ej testats i kliniska studier varpå det ej kan rekommenderas.

**Potentiella önskade händer**

- BIOpH+ Footcare kan orsaka hudirritationer hos användaren. Vid händelse av allvarlig incident förknippad med produkten skall detta rapporteras till Biocool AB samt till Läkemedelsverket.

**Behandlingstid**

- Rekommenderad behandlingstid för varje fotbad med BIOpH+ Footcare är 20 minuter.
- Upprepa behandlingen varje dag i sju dagar, därefter varannan dag i ytterligare två veckor.

**Beskrivning av den medicintekniska produkten**

- BIOpH+ Footcare är icke-invasivt. Granulatet består av natriumkarbonat och natriumperkarbonat som skall lösas i ljummet vatten. Burken är tillverkad av högdenstets-polyeten (HD-PE) och locket av lågdenstets-polyeten (LD-PE).

**Förvaring**

- BIOpH+ Footcare skall förvaras i rumstemperatur med förslutet lock.

**Kontrollpunkter före användning**

- Kontrollera att förpackningen, inklusive lock, är helt.

**Behandlingsinstruktion**

Förberedelse:

1. Mät upp 3 liter ljummet vatten (cirka 38 °C) och håll i ett rent kärl.
2. Tillsätt 1 matsked (15 ml) av BIOpH+ Footcare och placera fötterna direkt i badet.
3. Bada fötterna cirka 20 minuter och torka därefter med ren handduk.
4. Upprepa varje dag under sju dagar. Därefter varannan dag i ytterligare två veckor.

Fotbadets verkan startar när granulatet kommer i kontakt med vatten vilket gör att det är viktigt att placera fötterna i badet direkt när granulatet tillsätts.

Kontakta Biocool AB om etikett och/eller användarinstruktion innehåller felaktig information.

**Spårbarhet**  
 BIOpH+ Footcare spåras via batchnummer. Etiketten samt följesedel medföljer produkten och innehåller all relevant information för spårbarhet.

**Ansvar**  
 Biocool AB ansvarar endast för produktens säkerhet och prestanda om den används i enlighet med dess avsedda användning samt medföljande användarinstruktion. Det är användarens ansvar att läsa denna användarinstruktion före användning.

**Bortskaffande av produkt**  
 Överskott av produkten bör lösas upp i vatten och spolas ner i avlopp eller toalet.

**Bortskaffande av förpackning**  
 Tom och rengjord förpackning kan sorteras som plastförpackning.

SID 3