

BIOpH +

FOOTCARE

7 392099 101023

Användning
 BIOpH+ Footcare är en medicinteknisk behandling som reducerar symtomen vid fotsvamp (hudrodnad, huderosioner, maceration, klåda, stickande känsla, hyperkeratos och odor), hälsprickor och förhårnader.

Behandlingsanvisning

- Mät upp 3 liter ljummet vatten (cirka 38 °C) och håll i ett rent kärl.
- Tillsätt 1 matsked (15 ml) av BIOpH+ Footcare och placera fötterna direkt i badet.
- Bada fötterna i cirka 20 minuter och torka därefter med ren handduk.
- Upprepa varje dag under sju dagar. Därefter varannan dag i ytterligare två veckor.

Effekten startar när granulatet kommer i kontakt med saltet, vilket gör att det är viktigt att placera fötterna i badet direkt när granulatet tillsatts.

Tips! För att bibehålla och/eller förbättra fothälsan efter 3 veckor, gör ett fotbad ett par gånger i veckan.

Innehåll
 Granulat av natriumkarbonat och natriumperkarbonat.

⚠ Förpackningen skall tillslutas väl då granulatet är fuktkänsligt.
 Förvaras i rumstemperatur, ej över 45 °C. Förvaras oåtkänsligt för barn. Skall ej förvaras tillsammans med brandfarliga ämnen. Undvik kontakt med ögon, kan orsaka irritation. Om produkten kommer i kontakt med ögon, skölj noggrant med ljummet vatten i minst tio minuter. Om besvär uppstår kontakta sjukvård. Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med öppna sår.

Biocool AB
 Malmsskinnadsgatan 39
 111 38 Stockholm
 Sweden

kontakt@biophplus.com
 www.biophplus.com

CE

Medicintekniskt fotbad för behandling av fotsvamp, hälsprickor och förhårnader

500 gram

Räcker till ca. 30 behandlingar

Made in Sweden

REF BPPFC500SV

SUP-1023-03-481575
 Label revision issued 2021-10-01

PM0007_03
 Issued 2021-10-01

VIKTIGT!
 Läs samtliga instruktioner före användning.
 Använd produkten för dess avsedda användning.

Biocool AB ansvarar endast för den medicintekniska produktens säkerhet och prestanda om:
 - den medicintekniska produkten används i enlighet med dess avsedda användning och,
 - den medicintekniska produkten används i enlighet med dess etikett samt denna användarinstruktion.

Produktnamn: BIOpH+ Footcare

REF BPPFC500SV

Biocool AB
 Malmsskinnadsgatan 39
 111 38 Stockholm, Sweden
 Tel. +46 8 121 511 30
 kontakt@biophplus.com

Kundsupport:

ANVÄNDARINSTRUKTION

Varningar och försiktighet

- Det är användarens ansvar att använda BIOpH+ Footcare för dess avsedda användning samt att läsa instruktionerna på produktens etikett före användning.
- BIOpH+ Footcare skall förvaras oåtkänsligt för barn.
- Användning av gravida och ammande kvinnor har ej testats. Därav kan produkten ej rekommenderas för denna grupp.
- BIOpH+ Footcare skall inte användas på öppna sår.
- Undvik kontakt med ögon, kan orsaka irritation. Om produkten kommer i kontakt med ögon, skölj noggrant med ljummet vatten i minst tio minuter.
- Om BIOpH+ Footcare används på fel sätt eller om överkänslighet mot natriumperkarbonat föreligger kan produkten orsaka hudirritation.
- BIOpH+ Footcare är endast avsedd för utvärtes bruk på fötter.
- BIOpH+ Footcare kan orsaka håd irriterationer hos användaren. Vid händelse av allvarig incident förknippad med produkten skall detta rapporteras till Biocool AB samt till Läkemedelsverket.

Potentiella oönskade händelser

BIOpH+ Footcare kan orsaka hudirriterationer hos användaren. Vid händelse av allvarig incident förknippad med produkten skall detta rapporteras till Biocool AB samt till Läkemedelsverket.

Behandlingstid

Rekommenderad behandlingstid för varje fotbad med BIOpH+ Footcare är 20 minuter. Upprepa behandlingen varje dag i sju dagar, därefter varannan dag i ytterligare två veckor.

Avsedd användning BIOpH+ Footcare

BIOpH+ Footcare är avsedd att reducera symtom vid fotsvamp (hudrodnad, huderosioner, maceration, klåda, stickande känsla, hyperkeratos och odor), hälsprickor och förhårnader.

Avsedd användargrupp

BIOpH+ Footcare kan användas av alla över 18 år.

Kontraindikationer

Användning hos gravida och ammande har ej testats i kliniska studier varpå det ej kan rekommenderas.

Beskrivning av den medicintekniska produkten

BIOpH+ Footcare är icke-invasivt. Granulatet består av natriumkarbonat och natriumperkarbonat ,som skall lösas i ljummet vatten. Burken är tillverkad av högdensitets-polyeten (HD-PE) och locket av lågdensitets-polyeten (LD-PE).

Förvaring

BIOpH+ Footcare skall förvaras i rumstemperatur med förslutet lock.

Kontrollpunkter före användning

Kontrollera att förpackningen, inklusive lock, är helt.

Behandlingsinstruktion

Förberedelser

- Mät upp 3 liter ljummet vatten (cirka 38 °C) och håll i ett rent kärl.
- Tillsätt 1 matsked (15 ml) av BIOpH+ Footcare och placera fötterna direkt i badet.
- Bada fötterna cirka 20 minuter och torka därefter med ren handduk.
- Upprepa varje dag under sju dagar. Därefter varannan dag i ytterligare två veckor.

Fotbadets verkan startar när granulatet kommer i kontakt med vatten vilket gör att det är viktigt att placera fötterna i badet direkt när granulatet tillsatts.

Kontakta Biocool AB om etikett och/eller användarinstruktion innehåller felaktig information.

Spårbarhet

BIOpH+ Footcare spåras via batchnummer. Etiketten samt följesedel medföljer produkten och innehåller all relevant information för spårbarhet.

Ansvar

Biocool AB ansvarar endast för produktens säkerhet och prestanda om den används i enlighet med dess avsedda användning samt medföljande användarinstruktion. Det är användarens ansvar att läsa denna användarinstruktion före användning.

Bortskaffande av produkt

Överskott av produkten bör lösas upp i vatten och spolas ner i avlopp eller toalett.

Bortskaffande av förpackning

Tom och rengjord förpackning kan sorteras som plastförpackning.