

FICHA TECNICA



Nombre: Esfigmomanómetro

Fabricante: MDF Instruments

Importador: MedicMarket sas

Referencia : MDF808M

Item : MDF808M08

Clasificación de riesgo : I

Dispositivo Medico: No invasivo

Reg.San.Invima: 2024DM-0028767

1.USO PREVISTO

LOS ESFIGMOMANOMETRO SON UTILIZADOS EN PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATAL .ESTAN DISEÑADOS COMO UN METODO NO INVASIVO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL EN LA PIEL SANA DE LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO .UTILIZADO UNICAMENTE EN PACIENTES CON FINES MEDICOS.

2. MANEJO

SELECCIONE EL BRAZALETE ADECUADO PARA EL TIPO DE PACIENTE DE ACUERDO A LA CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO PARA GARANTIZAR QUE LOS RESULTADOS SEAN MAS PRECISOS , SE RECOMIENDA UTILIZAR SOLO BRAZALETES MARCA MDF. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO-10C A 45C.

3. Riesgos

LOS ESFIGMOMANOMETROS DEBEN SER ULTIZADOS POR PROFESIONALES CLINICOS CAPACITADOS. SE RECOMIENDA UNA BUENA LIMPIEZA , EVITE LA CONTAMINACION CRUZADA. UTILICE LOS PROTOCOLOS Y METODOS ORIENTADOS A ROMPER LAS CADENAS DE TRANSMISION DE INFECCIONES DADAS POR SU ENTIDAD.

	> 40Kg ✓
	10-40Kg ✓
	3-15Kg ✓
	1-4Kg ✓
	3-45Kg ✓

INCLUYE

- 1.Brazalete adulto 2 vias (1 und).
- 2.Manómetro con (1 und).
- 3.Pera insufladora (1und).
- 4.Bolso en Nylon (1 und).

Características:

- ✓ **Manómetro testiado mas de 3000 veces**
- ✓ **Pera con Valvula de Escape Aleacion de Aluminio y Zinc**
- ✓ **Brazalete Nylon 25cm-40cm**
- ✓ **Opcional**
brazalete obeso,pediatrico ,infante y neonatal