


Handleiding stockholm



A) Met deze knop kan je de zetel naar omhoog of naar omlaag brengen. Ook kan je met deze knop het voetgedeelte omhoog of naar omlaag brengen.

B) Met deze knop kan de rugleuning naar boven of naar beneden.

C) Met deze knop kan je de nekondersteuning vooruit of achteruit bedienen.

Tip!

Om te wennen aan deze nieuwe zetel en al de functies, gebruik de eerste week enkel de "A" knop. Hiermee kan je de sta-op functie reeds gebruiken en kunnen de voeten omhoog. Gebruik pas vanaf de tweede week de B knop en vanaf de derde week de "C" knop.