



TABEO-2/M/METAL-120



30 CORONE SINGOLE O UN DISCO DI SINTERIZZAZIONE

- ▼ Resistenze ad alta purezza al disilicato di molibdeno
- ▼ Temperatura max 1400°C
- ▼ Sistema di sinterizzazione \varnothing 120mm; Metallo (kit)
- ▼ Programma di controllo
 - Led a 7 segmenti
 - 4 fasi
 - Capacità di 9 programmi
 - Funzioni speciali
- ▼ Sistema di regolazione manuale della immissione di gas protettivo
- ▼ Termocoppia PtRh-Pt, tipo S
- ▼ Funzione timer



L'interfaccia RS-232 consente di registrare in tempo reale i dati del programma per analisi o conformità

Dati tecnici

TABEO-2/M/METAL-120

Potenza max.

1600 W

Intervallo di voltaggio; frequenza

200-240 V; 50/60 Hz

Peso

80 kg

Dimensioni L/P/H





530/460/680 mm

Dati tecnici



TABEO-2/M/METAL-120
7201000005

Dettagli ✓ standard ✗ non compatibile

Informazioni tecniche		
Altezza camera di sinterizzazione	mm	92
Sistema di sinterizzazione	n° di crogioli	 1 x 120/30 mm
Sistema di riscaldamento		
Capacità del processo		
Temperatura max		
Elementi riscaldanti	tipo	
	Numero	4
Valori del processo		
Massima velocità di riscaldamento programmabile	°C/min	40
Controllo dei programmi		
Led a 7 segmenti		✓
LCD a 4 linee		✗
Numero di fasi programmabili		4
Capacità di programma		9
	Numero di programmi preimpostati	4
	Numero di programmi personalizzabili	5
Gas protettivo		
Consumo di gas protettivo	litri/min	regolabile manualmente
Immissione di gas protettivo		regolabile manualmente
Termocoppia		
PtRh-Pt, tipo S		✓
Funzioni speciali		
Sistema di ventilazione di emergenza		✗
Interfaccia RS 232		✓
Chiusura porta a sollevamento		✗
immissione di gas protettivo		✓
Funzione timer		✓
Dati tecnici		
Potenza max.	W	1600
Intervallo di voltaggio; frequenza	V; Hz	200-240; 50/60
Peso	kg	80
Dimensioni L/P/H	mm	530/460/680

Accessori in dotazione

- ✓ standard
- opzione disponibile
- ⊕ opzione disponibile, su prenotazione
- ✗ non compatibile



TABEO-2/M/METAL-120
7201000005

Accessori per la sinterizzazione

8201000002	Perle per sinterizzazione YTZ, 2.0; 200g	●
8201000003	Perle per sinterizzazione YTZ, 1.25; 280g	✓
8201000022	Sistema di sinterizzazione, 100; metallo (kit)	●
8201000023	Sistema di sinterizzazione, 120; metallo (kit)	✓

Accessori

8202000002	Pinza per crogiolo, 100-120; METAL	✓
8202000005	Pietra levigatrice diamantata; per disco di sinterizzazione	●
8202000006	Riduttore di pressione per Argon	●
8202000007	Tubo di alimentazione per Argon, 2.5m	✓
8202000008	Cavo di alimentazione EU, C19; 16A	✓
8202000009	Cavo di alimentazione USA, C19; 16A	●
8202000010	Cavo di alimentazione GB, C19; 13A	●

**CONSISTENT.
RELIABLE.
PRECISE.**



DENTAL

MIHM-VOGT GmbH & Co. KG
Friedrich-List-Straße 8
76297 Stutensee-Blankenloch
Germany

Web www.mihm-vogt.de
Mail info@mihm-vogt.de