



Auto CPAP Portátil Breas Z2

Información del Producto

Inicialmente, el Auto CPAP Portátil Compacto Z2 ultra pequeño, liviano y con ajuste automático, perfecto para viajar. También puede elegir una batería externa en su compra para extender aun mas el tiempo de autonomía.

El Auto CPAP Portátil Breas Z2 se basa en la forma del Z1 con un motor mejorado y más silencioso, y una función de encendido / apagado automático.

También agregamos un Qtube® gratis para amortiguar el ruido en la máscara.


Además, gracias a sus cómodas dimensiones 16.46 x 8.38 x 5.13 cm, cabe fácilmente en su bolso y no le pesará. Perfecto para llevar tu terapia de apnea del sueño cuando viajas.

Características

- Programable como presión de ajuste automático o presión fija CPAP.
- Rango de presión 4-20 cm H2O.
- Función de inicio / apagado automático.
- Peso: 300 gr.
- 16 cm x 8 cm x 5 cm.
- Cumple con certificación de la FAA para uso en vuelo.
- Aplicación Nitelog a través de Bluetooth para dispositivos móviles iOS y Android.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Integración con Batería Externa PowerShell™.
- No se requiere máscara especial.
- Posee un modo de rampa programable para aclimatación gradual a la presión prescrita.
- Fuente de alimentación convierte el voltaje de 100 a 240 voltios automáticamente.
- La memoria interna almacena datos de sueño.




Especificaciones Técnicas



Modos	CPAP Fijo - Auto CPAP
Intervalo de Presión de Trabajo	4 a 20 cm H2O
Precisión de Presión	± 0,6 cm H2O + 4% de la lectura medida
Rampa	Sí, configurable
Nivel de Ruido	26 dBA
Salida de Aire	La salida de aire de 22 mm cumple con la norma ISO 5356-1
Filtro de Aire	Estándar de poliéster
Altitud de Funcionamiento	Nivel del mar a 2400 m (8,000 pies)
Humedad de Funcionamiento	10–80% Humedad relativa, sin condensación
Temperatura de Funcionamiento	5°C a 35°C
Presión Atmosférica de Operación	101 a 75.3 kPA
Compatibilidad Electromagnética	Compatible con IEC 60601-1-2
Temperatura de Almacenamiento y Transporte	de -20°C a + 60°C
Humedad de Almacenamiento y Transporte	10–95% Humedad relativa, sin condensación
Almacenamiento y Altitud de Transporte	Sin límite
Uso en Vuelo	Cumple con la norma RTCA DO-160
Oxígeno Suplementario	No debe usarse con oxígeno
Construcción de la Carcasa	Termoplástico de ingeniería ignífugo
Dimensiones	16.46 x 8.38 x 5.13 cm
Peso	299 g
Requisitos Eléctricos	100 - 240V, 50 - 60Hz
Adaptador de Corriente	30W
Consumo Máximo de Energía	35W
Vida Útil Prevista	<ul style="list-style-type: none"> • Z2 y fuente de alimentación: 5 años. • Adaptador de tubo, cable USB y tapa de extremo: 2 años. • Filtro, tubo de CPAP: consulte las instrucciones de cuidado

APP de Monitoreo e Interfaz del Z2

INTERFAZ DE FUNCIONES



APP DE MONITOREO



Descarga la **App Nitelog™** y tendrás todos tus datos de sueño a tu alcance. Nitelog utiliza el chip de Bluetooth incorporado de la Z2™ Auto para sincronizar tus datos de forma inalámbrica, por lo que es muy fácil de configurar y utilizar. Nitelog también permite compartir datos por correo electrónico, por lo que podrás enviar fácilmente tus datos al médico.

Accesorios del Z2



▶ **Dispositivo CPAP Z2**

**Adaptador de CA
Cable de Alimentación**



▶ **Filtros**

Adaptador Tubo CPAP



▶ **Tubo CPAP
Delgado 4 pies**

**Tubo CPAP
Delgado 8 "**



▶ **Intercambiador
de Calor / HME**

Silenciador Qtube



▶ **Cable USB**

Manual de Uso

