

Auto CPAP Portátil Compacto Z2



Z2 Auto no solo es una máquina de viaje CPAP con motor silencioso, sino también una de las más pequeñas y livianas. Proporciona una terapia de apnea del sueño personalizada y receptiva, que ajusta las presiones automáticamente para garantizar que reciba los niveles más bajos y más cómodos posibles durante su viaje.

- Marca: Breas.
- Modelo: Z2 Auto.
- Fabricado en USA / Certificación FDA / CE.
- Tipo de máquina: AutoCPAP Mini.
- Presión: 4-20 cm H2O.
- Rampa: 0 a 45 min.
- Tamaño: 16,4 x 8,4 x 5.1 cm.
- Peso: 299 gramos.
- Ruido: 26 dB medido a 10 cmH2O de Presión.
- Batería: Powershell (Batería opcional). En uso continuo : 9-10 horas, luego se debe recargar.



Clinicamente
validado



Autoencendido
activo



Ajuste
Automático



Batería
integrada
(opcional)



Adaptador
universal



Pantalla LCD
Retroiluminada



Memoria interna/
Descarga de datos



Aplicación
gratuita Nitelog



Paquete Incluye: Auto Cpap portátil Z2 | Humidificador | Silenciador (Qtube) | Tubo estándar | Adaptador de tubo | Filtro de repuesto | Cargador y cable de corriente | Manual de uso para el usuario

* No incluye Batería PowerShell*