



## Concentrador de Oxígeno Yuwell 8F - 5AW

## Información del Producto

Inicialmente, el Concentrador de Oxígeno Yuwell 8F - 5AW tiene la función de proveer oxígeno continuo al paciente, Además, el Concentrador de Oxígeno Yuwell 8F - 5AW es un sistema dual que brinda también la opción de nebulizador. Igualmente, es de uso continuo, permitiendo un flujo de oxígeno 24 horas del día los 7 días de la semana. El concentrador Modelo 8F - 5AW, es un dispositivo que opera de forma electrónica tomando aire del medio ambiente, lo purifica y convierte en oxígeno altamente concentrado, garantizando una pureza de 93% de oxígeno en todos sus flujos. Un concentrador listo para ser usado por el paciente.

Ideal para el uso doméstico y con un sistema de ruedas y 4 frenos para mayor seguridad y facilitar un traslado más cómodo. Finalmente, el Concentrador de Oxígeno Yuwell 8F - 5AW, incluye control remoto, cánula nasal, vaso humidificador, cable de corriente universal y manual de uso. Puede operar mediante botones o pantalla táctil, lo cual es conveniente y rápido

## Características

- Uso Continuo 24/7.
- Garantía de 12 meses.
- Color: Blanco.
- Pantalla LCD.
- Peso: 15.5 kg.
- Tamaño Equipo: 39 cm. x 24.5 cm. x 50 cm.
- Caja embalaje 18 Kilos / 59 cm. x 47,5 cm. x 39 cm.



## Especificaciones Técnicas

<b>Marca</b>	Yuwell
<b>Rango de Flujo</b>	1 - 5 Litros / min.
<b>Concentración de Oxígeno</b>	Todos los ujos en concentraciones superiores al 93%
<b>Ruido</b>	≤ 52dB(A)
<b>Dimensiones</b>	39 cm. x 24.5 cm. x 50 cm.
<b>Fuente de Alimentación</b>	AC120V ± 10% – AC220V ± 10% – AC230V ± 10%
<b>Alarma</b>	Alarma de Funcionamiento del Compresor
<b>Indicadores</b>	Indicador de presión baja y alta, concentración de oxígeno.
<b>Dimensiones</b>	334 mm. x 320 mm. x 85 mm.

## Accesorios del Equipo



**Concentrador de Oxígeno**



**Kit de Nebulización**



**Control Remoto**



**Cánula Nasal**



**Vaso Humidificador**



**Control Remoto**