



Mejor Máscara, Mejor Experiencia

El simple pero efectivo diseño del WIZARD 210 & 220 brinda a los usuarios una fácil y buena noche de sueño. Su alta calidad de silicona en las almohadillas y la almohadilla de la frente ofrece una sensación de suavidad. Para ajustar un amplio rango de contornos faciales, el WIZARD 210 está disponible en cuatro cómodas tallas: XS, S, M y L. El WIZARD 220 tiene seis tallas: S, SW, M, MW, L, LW (el tipo W para los tabiques nasales más anchos). Las características del WIZARD 210 & 220 son diseños ligeros y contorneados que aseguran gran comodidad y un excelente ajuste, ofreciendo a los usuarios una mejor experiencia en la terapia de sueño.



■ WIZARD 210
Máscara nasal

■ WIZARD 220
Máscara facial



3 puntos de fijación palpables para un fácil desprendimiento/ conexión de la almohadilla de la máscara.



Puerto de presión u oxigenación con conexión a la tapa de seguridad para la medida de presión o suplementos necesarios de óxígeno.



El número del modelo y la talla esta impreso en el marco y la almohadilla, para una fácil identificación y reemplazo.



360 grados doble codo giratorio para la libertad de movimientos mientras esta durmiendo.



Almohadilla de la frente con tecnología de distribución de presión para una excelente comodidad.



Gancho del arnés para el manejo con una mano, para un ajuste simple y retiro de la máscara.



Guia de aire y canales de ventilación para un efectivo lavado de CO2 y flujo de aire tranquilo.



Arnés para una cómoda transpiración de la piel.



Desenganche rápido del tubo, para conexiones convenientes y desconexiones del aired del tubo de aire.



Conexión suave del tubo con mejor flexibilidad para el movimiento libre durante el sueño

Información Para Ordenar (Sólo para Norte América)

Nro de orden	Descripción	Nro de orden	Descripción	Accesorios	
SM01008	WIZARD 210 Máscara Nasal Con Arnés, L	SM02011	WIZARD 220 Máscara Facial con Arnés, M	SM00001	WIZARD 210 Máscara Nasal Almohadilla, L
SM01009	WIZARD 210 Máscara Nasal Con Arnés, M	SM02012	WIZARD 220 Máscara Facial con Arnés, S	SM00002	WIZARD 210 Máscara Nasal Almohadilla, M
SM01010	WIZARD 210 Máscara Nasal Con Arnés, S	SM02016	WIZARD 220 Máscara Facial con Arnés, LW	SM00003	WIZARD 210 Máscara Nasal Almohadilla, S
SM01011	WIZARD 210 Máscara Nasal Con Arnés, XS	SM02017	WIZARD 220 Máscara Facial con Arnés, MW	SM00030	WIZARD 210 Máscara Nasal Almohadilla, XS
SM02010	WIZARD 220 Máscara Facial con Arnés, L	SM02018	WIZARD 220 Máscara Facial con Arnés, SW	SM00004	WIZARD 220 Máscara Facial Almohadilla, L
Accesorios		Accesorios		Accesorios	
SM00005	WIZARD 220 Máscara Facial Almohadilla, M	SM00034	WIZARD 210 Codo Conector con Tapa de Puerto	SM00011	WIZARD 210/220 Almohadilla de la Frente, Estándar
SM00006	WIZARD 220 Máscara Facial Almohadilla, S	SM00035	WIZARD 220 Codo Conector con Tapa de Puerto M/L/LW	SM00012	WIZARD 210/220 Almohadilla de la Frente, Alto
SM00025	WIZARD 220 Máscara Facial Almohadilla, LW	SM00036	WIZARD 220 Codo Conector con Tapa de Puerto S/SW/MW	SM00028	WIZARD 210/220 Almohadilla de la Frente, Extra Alto
SM00026	WIZARD 220 Máscara Facial Almohadilla, MW	SM00009	WIZARD 210/220 Arnés con Hebilla	SM00016	Tubo Pequeño de Silicona
SM00027	WIZARD 220 Máscara Facial Almohadilla, SW	SM00010	WIZARD 210/220 Hebillas		