

yuwell



Máscara Nasal
YN03 - Marca Yuwell

Descripción

Inicialmente, la Máscara Nasal Yuwell YN03, es un accesorio utilizado para la terapia del sueño en equipos CPAP, BiPAP y AutoCPAP. Elaborada con silicona y con un peso de 64 gramos, ofrece comodidad en todo momento al usuario.

Además, cuenta también con un cojín de silicona, el cual se ajusta a la nariz del usuario sellando con diferentes puntos de presión. Igualmente, la Máscara Nasal, posee un conector de liberación rápida, que permite separar o conectar la máscara YN03 con el dispositivo.

Cojín de silicona

La máscara está hecha de un cojín de silicona que es hermético, ligero y suave. Está diseñado para reducir la presión facial, mejorar el ajuste y la comodidad.

Adaptable YN03

La máscara YN-03 posee el cojín de silicona, tiene con un diseño adaptable en el puente de la nariz que se puede ajustar automáticamente de acuerdo a las diferentes formas de la cara, alivia mejor la presión de la nariz y mejora la experiencia del usuario.

Agujero de ventilación silencioso

Diseño de panal, que reduce la intensidad de la erosión del flujo de aire, suave y silencioso.

Conector Nasal de liberación rápida

Usando un conector de liberación rápida, separe o conecte fácilmente la máscara y el dispositivo CPAP.

Casco suave y ligero

Las telas suaves, suaves y amigables con la piel, ligeras y estables, ayudan a los pacientes a adaptarse cómodamente a la terapia de sueño.

Características

- Material cómodo de silicona reduciendo la presión facial.
- Orificio de ventilación silencioso.
- Conector de liberación rápida.
- Arnés suave y ligero.
- Cojín de silicona adaptable.
- Excelente sellado en cualquier posición.



Especificaciones Técnicas

- Tipo: máscara nasal.
- Peso: 64 gramos.
- Rango de presión de terapia: 4-30 cmH2O.
- Diámetro conexión de tubo: $\Phi 22\text{mm}$.

Incluye

- Máscara Nasal YN03 con Arnés de 4 puntos y tubo de conexión.

yuwell
MÁSCARA
NASAL YN03



TALLA

