

**yuwell**



**Máscara Oronasal**  
YF02 - Marca Yuwell

## Descripción

La Máscara Oronasal Yuwell YF02, es un accesorio para equipos CPAP, BiPAP y AutoCPAP, está elaborada en silicona y pesa tan solo 119 gramos, además cuenta con diferentes puntos de presión mínimos lo que proporciona un sellado de alto nivel a lo largo de la terapia de sueño.

Además, posee un cojín de silicona que se adapta al rostro sin generar incomodidad ni interrumpe el rango de visión del usuario.

### **Adaptación automática:**

La muesca encima de la almohadilla puede adaptarse al puente de la nariz y es así como mantiene la fuga baja y la presión limitada.

### **Mayor comodidad:**

Debido al diseño, la almohadilla de la Máscara Oronasal Yuwell es muy suave para que el contacto con la nariz y la cara sea de su agrado.

### **Estructura simple:**

Una almohadilla y marco principal. Brinda un montaje, desmontaje, limpieza, así como el cambio de la almohadilla son mucho más fácil.

## Características

- Material cómodo de silicona reduciendo la presión facial.
- Diseñada para minimizar el contacto con la cara del paciente.
- Adaptación automática a través del cojín que se adapta al puente de la nariz del usuario.
- Orificio de ventilación silencioso.
- Conector de liberación rápida.
- Arnés suave y ligero.
- Cojín de silicona adaptable.
- Excelente sellado en cualquier posición.

## Especificaciones Técnicas

- Tipo: Máscara Oronasal.
- Peso: 119 gramos.
- Rango de presión de terapia: 4-30 cmH2O.
- Diámetro conexión de tubo:  $\Phi 22\text{mm}$ .
- Apertura de válvula espiratoria anti asfixia (a 50 L/min):  $\leq 2.0$  cmH2O (L/S).
- Apertura de válvula inspiratoria anti asfixia (a 50 L/min):  $\leq 2.0$  cmH2O (L/S).
- Presión de apertura de válvula anti asfixia:  $\leq 2.0$  cmH2O (L/S).
- Presión de cierre de válvula anti asfixia:  $\leq 2.0$  cmH2O (L/S).

## Incluye

Máscara Nasal YF02 con Arnés de 4 puntos.