



Flujómetro AirZone

Especificaciones Técnicas

Flujómetro AirZone



AIRZONE

Medidor de flujo máximo de bolsillo

Airzone presenta un sistema de zonificación especial, que permite una [autogestión segura y precisa](#).



AIRZONE

Sistema de zonificación incorporado

Este flujómetro de bolsillo es adecuado tanto para adultos como para niños, presenta un sistema de zonificación especial; lo que permite una autogestión segura y precisa. El Airzone está [calibrado individualmente para garantizar la precisión y fiabilidad](#), todo a un precio asequible. Este flujómetro portátil incluye una manija, para un uso fácil. [Disponibile en escalas ATS](#). El Airzone mide el flujo espiratorio máximo entre 60-800 L / min ATS.

TRABAJANDO PARA PLANIFICAR

Historia

AirZone se introdujo en 1997 [para permitir a los pacientes individuales controlar su flujo máximo en relación con valores específicos para su plan personal](#) de manejo del asma. Los marcadores de zona coloreados permiten que se indiquen los rangos para ayudar al paciente a reconocer cuándo deben tomarse medidas.



CALIBRADO INDIVIDUALMENTE

Rendimiento consistente

Cada AirZone es ensamblado y calibrado individualmente por operarios altamente capacitados para [garantizar un rendimiento constante](#). Todos los equipos de prueba de calibración se revisan con frecuencia para garantizar que se cumplan los más altos estándares. Las escalas cubren 60-800 L / min.



Flujómetro AirZone

Especificaciones Técnicas

Flujómetro AirZone

Dimensiones	139 x 44 x 35mm
Peso	44g
Rango de Medición	60 - 720 L/min escala ATS
Precisión	±10% o 10 L/min
Repetibilidad	<5 L/min

Producto	Códigos
Flujómetro AirZone (con escala ATS) en bolsa plástica	3130057

Información de Producto

El AirZone es un medidor de flujo máximo de bolsillo con la misma precisión que un Mini-Wright estándar, con el valor agregado de la función de zonificación para un fácil manejo del asma. Adecuado para tanto adultos como niños.

Calibrado individualmente para garantizar la precisión y fiabilidad, todo a un precio asequible. El Airzone mide el flujo espiratorio máximo entre 60-720 L / min ATS.

- Disponible en escala ATS.
- Apto para adultos y niños.
- Calibrado individualmente para una precisión absoluta.
- Cumple con las pautas de NAEP.
- Ligero y compacto (de bolsillo).
- Asa adjunta para un fácil uso.
- El sistema de zonificación permite la autogestión.

