



Descripción:

El Mini Audífono Amplificador Ortopédico Recargable de Sonido Digital Inalámbrico Recargable para Sordera redefine la experiencia auditiva. Este audífono ortopédico presenta un diseño digital fácil de ocultar, con la comodidad de uso en ambos oídos. Su función de cancelación de ruido digital, combinada con un chip inteligente de última generación, proporciona una reducción de ruido un 30% más alta que los modelos convencionales, ofreciendo un sonido natural y una experiencia auditiva maravillosa.

Especificaciones:

Función: Mini Audífono Ortopédico Recargable

Material: ABS

Tipo: BTE (Detrás del Oído)

Cargador: 5V DC /50mA~1A

Batería: Batería de Litio - 60mAh

Salida Máxima de Sonido: 129±4 dB

Ganancia de Sonido: 38 ± 5dB

Distorsión de Onda Armónica: ≤5%

Rango de Frecuencia: 400 Hz~3800Hz

Ruido de Entrada: ≤28 dB

Voltaje: 3.7V D.C.

Corriente: ≤2mA

Adaptador (Universal): 110V/220V o 50/60Hz

Tamaño: 4.2 x 1.6 cm

Peso: 6,5g

Sku: 40411



Clinicamente
Validado



Amplificador
Ortopédico Recargable



Chip
Inteligente



Doble Reducción
de Ruido un 30%



Amplificador con
4 Modos de Ajuste



Protección de
carga Inteligente



Paquete Incluye: Audífono Ortopédico Recargable, 4 Gomas para el Oído, Cepillo de Limpieza, Estuche, Adaptador Eléctrico, Cable USB, Manual de Usuario.