

Descripción:

El Audífono AXON K-88 es adecuado para personas o pacientes con pérdida auditiva. Su diseño orientado al usuario hace que este audífono se ajuste perfectamente al oído. Además, las placas de circuito interno hacen que el audífono sea más limpio y hermoso. Cuando utilice audífonos, se sorprenderá del sonido de alta definición. Además, los audífonos de tamaño pequeño tienen un control de volumen que puede ajustar el volumen del sonido según sus propias necesidades y preferencias.

Este mini amplificador de sonido le ofrecerá una amplificación de sonido precisa. Recargable por USB, fácil de operar, será conveniente para el uso diario y en viajes. Con él recuperará el placer de disfrutar de música, películas y programas de televisión.



Especificaciones:

Marca: Axón

Modelo: K-88

Material: Plástico y Silicona

Presión Sonora de Saturación Máxima: 129 dB \pm 4 dB

Ganancia Acústica Máxima de Archivo: 48 dB \pm 5 dB

Distorsión Armónica: \leq 18% ($450 \leq F \leq 5000$)

Respuesta de Frecuencia: 450-3000 Hz

Ruido de Entrada Equivalente: \leq 30 dB

Cargador: Modelo GS-004 <IC> 100/240V 50/60 Hz 0.1A

Color: Beige

Medidas: 3 x 2 x 1,5 cm



Clinicamente
Validado



Audífono
Ortopédico Recargable



Filtra Ruido
No Deseado



Resistente a la
Humedad



Control de Volumen
y Programas.



Reduce Interferencia
Electromagnética



Paquete Incluye: Audífono Ortopédico Recargable, Gomas para los Oídos, Cargador, Estuche, Cordón para el Estuche, Palanca para Ajuste de Volumen, Brocha para Limpiar, Manual de Usuario.