



Descripción:

El Auto CPAP DreamStation, es un CPAP automático que a través del sistema de confort A-Flex permite un nivel graduado de descompresión del aire, que el paciente notará durante todo el ciclo respiratorio, con una confortabilidad aún mayor que en los modelos anteriores. Todo esto, incorporado en un novedoso diseño y con características especiales que le harán experimentar una nueva experiencia y que hacen de este equipo su mejor elección.

Especificaciones:

Marca: Philips Respironics

Modelo: DreamStation

Modo: CPAP/ AutoCPAP / CPAP-Check

Rango de Presión: 4-20 H²O

Flex: 0 a 3.

Funciones de Terapia: Auto-Trial, EZ-Start, Opti-Start.

Presión de Inicio de Rampa: 4 cm H₂O

Presión CPAP: 4 cm H₂O en Presión Mínima (Auto CPAP).

Ajuste Tiempo Rampa:

Rango: 5 - 45 minutos (en incrementos de 5 minutos)

SmartRamp: Ajuste automático.

Nivel de Ruido: 26,1 dB, con humidificador 27,3 dB

Requerimiento Eléctrico:

100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 2.0-1.0 A

Consumo CC: 12 V de CC, 6,67 A

Máxima Potencia de Salida: 4,0 dBm

Almacenamiento: Tarjeta SD

Compensación de Altitud: Automático

(hasta 7.500 Pies o 2.286 Metros)

Dimensiones: 29.7 x 19.3 x 8.4 cm.

Sku: 50114



APP para Seguimiento: DreamMapper
Administrador de Datos: Care Orchestrator



Clinicamente
Validado



Conectividad
Bluetooth Integrada



Detección
Avanzada de Eventos



Menú Intuitivo
del Sistema



Humidificador de fácil
separación de la unidad



Información de
Progreso Diario



Paquete Incluye: x1 Humidificador con Calentador, x1 Circuito de paciente calefaccionado, x1 Filtro polen reusable, x1 Filtro fino desechable, x1 Bolso de transporte, x1 Tarjeta de memoria SD, x1 Fuente de alimentación, x1 Cable de poder.