

Auto CPAP Portátil M1 Mini | BMC



Funciones Confort:

- Compatible con cualquier tipo y marca de mascarillas para CPAP.
- Puede usar un intercambiador de humedad HME para humidificar la vía aérea.
- Se puede configurar con presión automática o fija, con o sin función rampa y reducción de presión (Reslex).
- La presión se puede seguir en vivo (tiempo real) desde una aplicación de teléfono mediante bluetooth (disponible para descarga gratuita en la App Store de Apple y la tienda de Google Play).
- Al acabar la noche aparecerá un reporte en la aplicación y podrá comprobar su calidad de sueño

Descripción:

Auto CPAP M1 Mini, incorpora el sistema Smart APAP para optimizar la terapia, indicado para el tratamiento del Ronquido y el Síndrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS). Su moderno algoritmo permite a este Auto Cpap configuraciones automáticas e inteligentes que te van a ofrecer la facilidad de uso y el máximo confort.

La programación, configuración y el acceso a los datos de terapia se realizan a través de la APP LightTrip, de manera rápida y fácil vía Bluetooth con su teléfono móvil.

Especificaciones:

Marca: BMC Medical.

Modelo: M1 Mini.

Modo: CPAP/ AutoCPAP.

Rango de Presión: 4-20 hPa.

Precisión de la presión: 0,5 hPa.

Sensibilidad a la presión: Standard

Presión acústica: K 30 dB

Rampa: Auto Regulable de 0 a 60 min.

Reslex: Apagado, el nivel 1- 3.

Consumo de energía CA: 100-240 Volts AC 50/60 Hz.

Intercambiador de Humedad: Regular/ Mejorado.

Certificaciones: FDA Y CE

Otros Datos

Compatible con cualquier tipo y marca de mascarillas para CPAP.

Se puede usar un intercambiador de humedad HME para humidificar la vía aérea.

Dimensiones: 7x16x6,5 cm.

Peso: 400 g

SKU: 50118



Clinicamente Validado



Transmisión de datos inalámbrica



Aplicación exclusiva para facilitar el control



Diseño ligero y compacto



Encendido y apagado automático



Ideal para llevar de vacaciones.



Paquete Incluye: x1 Auto Cpap M1 Mini, x1 Adaptador Eléctrico, x1 Tubo CPAP, x2 Filtros, x2 bolsa blanda con cordón, x1 Manual de Usuario, **Capacitación de Uso, Asistencia de uso.**