

Balanza Pediátrica | Camry



Descripción:

La Balanza Pediátrica Camry, es un equipo ideado para el registro del peso en pacientes de hasta 25 kilos y posee una división precisa de 5 gramos. Además, está diseñado con una amplia pantalla LCD retroiluminada, función Hold para mantener los resultados visibles en pantalla y función Tara para lograr resultados más exactos.

Especificaciones:

Marca: Camry

Modelo: ER7220

Fabricación: Plástico PVC Resistente

Fuente de Alimentación: 4 Baterías AAA (**NO incluidas**)

Funciones: Medidor inteligente Neonato y Pediátrico (Función Tara - Función de Hold)

Peso Máximo: 25 Kg.

Medición: Digital

Rango de Medición: 100~25kg

Unidad de medición: Kilogramos y Libras

Dimensiones: 57x34x6 cm

Garantía: 6 Meses.

Sku: 20107



Clinicamente Validado.



Medidor Neonato y Pediátrico (hasta 25Kg)



Funcionamiento simple.



Pantalla LCD



Indicador de batería baja



Indicador de error de medición



Paquete Incluye: x1 Balanza, x1 Manual de Usuario.