



Descripción:

La Bomba de Aspiración Yuwell 7E-C, es un equipo de última generación, trabaja sin aceite para mantener un ambiente libre de contaminación y funciona con un bajo nivel de ruido. Cuenta con un diseño aerodinámico, fácil de llevar, con sistema de liberación de calor, medidor de presión negativa circular.

Especificaciones:

Marca: Yuwell

Modelo: 7E-C

Tipo de Máquina: Bomba de Aspiración

Rango de Presión de Succión: 15 L/min.

Rango de Regulación de Presión: Desde 0,02 MPa.

Máxima Presión: 0,075 MPa.

Potencia de Entrada: 90 VA

Valor de Presión Negativa: ≥ 0.075 MPa (600 mmHg)

Tasa de Bombeo: ≥ 15 L / min

Volumen del Depósito: 1.000 ml

Sistema de Trabajo: Ejecución corta

Suministro de Energía: AC220V 50Hz

Certificaciones: CE, ISO 13485-9001

SKU: 45128



Clinicamente Validado



Sistema anti reflujo



Fácil de regular



Autonomía de 30 min continuos



Debe operar en forma vertical



Ideal para Hospitales y Clínicas.



Paquete Incluye: Bomba de Aspiración, Conector a red eléctrica, Frasco 1.000 ml, Tubo de succión, 2 Sondas, 2 Filtros de aire, 5 Fusibles de repuesto, Gancho sujetador, Manual de usuario.