



Descripción:

La Bomba de Aspiración Yuwell 7E-G, es un equipo de última generación, trabaja sin aceite para mantener un ambiente libre de contaminación y funciona con un bajo nivel de ruido. Además, incluye batería que brinda autonomía durante 30 minutos continuos y requiere un tiempo de 4 horas para completar su carga, así como también, incluye adaptador eléctrico para vehículo, ideal para uso en ambulancias.

Especificaciones:

Marca: Yuwell

Modelo: 7E-G

Tipo de Máquina: Bomba de Aspiración

Rango de Presión de Succión: 15 L/min.

Rango de Regulación de Presión: Desde 0,02 MPa.

Máxima Presión: 0,075 MPa.

Potencia de Entrada: 90 VA

Valor de Presión Negativa: ≥ 0.075 MPa (600 mmHg)

Tasa de Bombeo: ≥ 15 L / min

Volumen del Depósito: 1.000 ml

Sistema de Trabajo: Ejecución corta

Suministro de Energía: AC220V 50Hz

Certificaciones: CE, ISO 13485-9001



Clinicamente Validado



Sistema anti reflujo



Fácil de regular



Autonomía de 30 min continuos



Debe operar en forma vertical



Ideal para Hospitales y Clínicas.



Paquete Incluye: Bomba de Aspiración, Conector a red eléctrica, Adaptador para vehículo, Frasco 1.000 ml, Tubo de succión, 2 sondas, 2 Filtros de aire, 5 Fusibles de repuesto, Gancho sujetador, Manual de usuario.