



Descripción:

La Bomba de Aspiración Medi1000 es la unidad de aspiración de secreciones diseñada para cumplir con los requerimientos exigidos para el cuidado de pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios. Está acompañada de un recipiente de recolección y un tubo de conexión. Además, la bomba de aspiración de secreciones permite un fácil monitoreo debido a su manómetro de control de flujo de extracción y una perilla de regulación de la presión de extracción.

Especificaciones:

Marca: Apex

Modelo: Medi 1000

Uso: Aspiradores de Secreciones (Faríngeo y Traqueal)

Funcionamiento: Max. 30 minutos

Presión de Succión: De 0 a 635 mmHg (Ajustable)

Flujo Máximo: 16 Litros Por Minuto

Depósito: 800 ml vaso auto lavable

Manómetro: Manual

Sonido: 55 dB

Suministro de Energía: AC220V 50Hz

Certificaciones: CE, FDA, TUV, ISO9001:2000, ISO13485:2000

Garantía: 1 año



Clinicamente Validado



Sistema auto lubricante



Fácil de regular



Autonomía de 30 min continuos



Debe operar en forma vertical



Ideal para Hospitales y Clínicas.



Paquete Incluye: Bomba de Aspiración, Conector a red eléctrica, Frasco 800 ml, Tubo de succión, 1 Filtro, Manual de usuario.